



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»

628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73
тел/факс.: 8(3467)362-555
e-mail: info@cpphmao.ru, <http://cpphmao.ru>

ОКТМО 71871000, ОКПО 98768388, ИНН 8601030734,
КПП 860101001, БИК 007162163, ОГРН 1078601000048
Казначейский счет 03224643718000008700
Единый казначейский счет 40102810245370000007

Исх. № 4830

«02» сентябрь 2024г.

Руководителю организации

Уважаемый руководитель!

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» выражает Вам свое почтение и просит предоставить коммерческое предложение на поставку реагентов для проточной цитофлуориметрии на 2025г., в соответствии с приложенным техническим заданием.

Коммерческое предложение прошу направить на электронный адрес отдела закупок ro@cpphmao.ru.

Приложение: Техническое задание.

С уважением,
главный врач

Н.В. Таплианов

Исполнитель:
Менеджер отдела закупок
Миронова Дарья Константиновна
8(3467)362-555 доб.547

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку реагентов для проточной цитофлуориметрии на 2025г. в лабораториях ЦЛД

1. **Наименование поставки:** закупка реагентов для проточной цитофлуориметрии на 2025г. в лабораториях ЦЛД.

2. **Источник финансирования:** за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

3. **Срок поставки товара:** Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заказчиком в адрес Поставщика заявки на отгрузку Товара. Заявка отправляется на электронную почту Поставщика, в формате таблицы с присвоенным номером исходящего письма. В ответ на заявку Заказчика, Поставщик ответным письмом с присвоенным входящим номером подтверждает получение заявки. Время поставки должно быть согласовано с Заказчиком в день, предшествующий дню поставки.

4. **Адрес поставки:** г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 1А, г. Нижневартовск, ул. Чапаева 91А, г. Сургут, ул. Геологическая 18/2.

5. **Назначение товара и цели использования:** реагенты для проведения анализа проточной цитофлуориметрии в лабораториях центра лабораторной диагностики.

6. **Условия поставки товара:** Поставщик обязан поставить товар заказчику в место, указанное в п. 4 настоящего документа собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

7. **Требования к качеству товара:**

Продукция должна соответствовать современным нормам качества и функциональности, применимым в современной российской и европейской медицине и соответствовать стандартам и нормам, установленным для соответствующей продукции на территории Российской Федерации. Поставщик обязан гарантировать качество и годность продукции к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначена данная продукция, что подтверждается копией действующего сертификата соответствия ГОСТ РФ или документом его заменяющего. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, в том числе в качестве выставочного образца и свободной от прав третьих лиц. Продукция, поставка которой предусмотрена требованиями настоящего технического задания, должна быть зарегистрирована и разрешена к применению в медицинской практике на территории Российской Федерации, что подтверждается копией действующего регистрационного удостоверения выданного на продукцию соответствующим органом (Росздравнадзор РФ) на весь ассортимент продукции. Поставляемые товары должны быть свободны от прав третьих лиц.

8. **Требование к упаковке и маркировке товара:** Продукция должна быть упакована в заводских условиях. Упаковка каждой единицы продукции должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями производителя и соответствовать требованиям ГОСТ. Упаковка продукции должна иметь информацию об изделии, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, дату изготовления и срок годности. Информация о продукции содержащаяся на упаковке должна быть на русском языке, либо содержать перевод на русский язык. Если это предусмотрено нормативами и стандартами, принятыми для соответствующего вида продукции на территории Российской Федерации, упаковка такой продукции должна содержать инструкцию по эксплуатации (применению, использованию) на русском языке, либо с переводом на русский языке. Продукция должна поставляться в не нарушенной (не поврежденной) упаковке изготовителя. Исполнителем для перевозки, должны быть оснащены переносные термоконтейнеры с комплектом хладоэлементов, предназначенных для транспортировки продукции осуществителя материалов, необходимые для сохранности продукции. Контроль температуры внутри термоконтейнеров при транспортировке продукции осуществляется с помощью термоиндикаторов или других изделий медицинского назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздрава РФ и предназначенных для контроля температурного режима при транспортировании товаров данного вида.

9. **Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:**

- Сертификат соответствия ГОСТ РФ или документ его заменяющий;
- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора;

- Инструкция на русском языке;
- Документация на русском языке.

10. Требования к отгрузке товара: все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж осуществляется Поставщиком собственным персоналом и техническими средствами или за свой счет.

11. Требования по передаче Поставщиком (победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается контракт в силу закона 44-ФЗ) Заказчику технических и иных документов при поставке товара: В день отгрузки каждой партии товаров Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, а также акт приема-передачи товара, подписанный и скрепленный печатью Поставщика в двух экземплярах, регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ, сертификат соответствия ГОСТ РФ или документ его заменяющий, инструкцию на русском языке.

12. Требования к сроку годности поставляемого товара: Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 7 месяцев на дату поставки.

13. Требования к поставщику товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Технические и функциональные характеристики поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товара	Функциональные и качественные характеристики товара	Фасовка	Единица измерения	Кол-во
1.	Конъюгаты антител	Готовый к использованию коктейль конъюгатов моноклональных антител к антигенам лимфоцитов человека: CD45 (клон B3821F4A) с флуорохромом FITC, CD4 (клон SFC112T4D11) с флуорохромом RD1, CD8 (клон SFC121Thy2D3) с флуорохромом ECD, CD3 (клон UCHT1) с флуорохромом PC5, в буфере с добавлением белка-стабилизатора и азида натрия, 1 флакон - 0,5 мл.	Флакон, 50 тестов	шт	160
2.	Изотонический раствор	Нефлуоресцентный изотонический раствор с добавлением консервантов для использования в проточных цитометрах Navios/Galios в качестве обжимающей жидкости при измерении рассеяния света и флуоресценции	Упаковка, 10 л	шт	30
3.	Промывающий реагент	Промывающий реагент, содержащий протеолитические ферменты и детергент, для систем проточной цитофлуориметрии Beckman Coulter (Navios/Galios)	Упаковка, 500 мл	шт	16
4.	Реагенты для лизиса цельной крови	Набор реагентов для лизирования эритроцитов в образцах цельной крови на станции автоматической пробоподготовки TQ-Prep. Набор содержит: 1) реагент А для лизирования эритроцитов на основе муравьиной кислоты, 1 флакон -215 мл; 2) реагент В для стабилизации лейкоцитов на основе солей натрия, 1 флакон - 95 мл; 3) реагент С для фиксации мембран клеток на основе параформальдегида, 1 флакон - 36 мл.	Набор, 300 тестов	шт	45
5.	Флуоросферы	Флуоросферы для контроля стабильности работы цитофлуориметров Navios/Galios (Beckman Coulter). Смесь полистирольных частиц разного диаметра и диапазона флуоресценции, взвешенные в водном растворе с сурфактантами и консервантами, в концентрации 2х10 ⁶ частиц/мл. Частицы диаметром 10 мкм с диапазоном флуоресценции от 515 нм до 800 нм при возбуждении светом 488 нм, частицы диаметром 6 мкм с диапазоном флуоресценции от 640 нм до 800 нм при возбуждении светом 635 нм. и частицы размером 3 мкм с диапазоном флуоресценции от 400 нм до 500 нм при возбуждении светом 405нм. 3 флакона по 10 мл.	Упаковка, 30 мл	шт	3

6.	Флуоросферы	Флуоросферы для абсолютного счета клеток на проточных цитофлуориметрах Cytomics FC500/EPICS XL/XL-MCL/Navios/Galios/Cytoflex (Beckman Coulter). Полистирольные частицы диаметром 10 мкм, взвешенные в водном растворе с сурфактантами и консервантами. Диапазон флуоресценции суспензии частиц от 525 нм до 700 нм, при возбуждении светом 488 нм. 1 флакон- 20 мл.	Флакон, 200 тестов	шт	8
7.	Флуоросферы	Флуоросферы для контроля стабильности работы цитофлуориметров Cytomics FC500/EPICS XL/XL-MCL (Beckman Coulter). Полистирольные частицы диаметром 10 мкм, взвешенные в водном растворе с сурфактантами и консервантами, в концентрации не более 1 x 10 ⁶ частиц/мл. Диапазон флуоресценции суспензии калибровочных частиц от 525 нм до 700 нм, при возбуждении светом в 488 нм. 3 флакона по 10 мл.	Упаковка, 30 мл	шт	1
8.	Контроль	Контрольный реагент на основе стабилизированных эритроцитов и лейкоцитов человека в растворе, содержащем белок-стабилизатор и <0.1% азида натрия, предназначен для контроля качества пробподготовки и работы антител на проточных цитометрах, аттестованный не менее, чем по 19 параметрам, 2 флакона по 3 мл.	Упаковка, 60 тестов	шт	4
9.	Конъюгаты антител	Коктейль конъюгатов моноклональных антител к антигенам лейкоцитов человека: CD45 (клон B3821F4A) с флуорохромом FITC, CD4 (клон SFC112T4D11) с флуорохромом RD1, CD3 (клон UCHT1) с флуорохромом PC5, в буфере с добавлением белка-стабилизатора и азида натрия, 1 флакон- 0,5 мл	Флакон, 50 тестов	шт	5