



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»**

628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73
тел/факс.: 8(3467)362-555
e-mail: info@cpphmao.ru, <http://cpphmao.ru>

ОКТМО 71871000, ОКПО 98768388, ИНН 8601030734,
КПП 860101001, БИК 007162163, ОГРН 1078601000048
Казначейский счет 03224643718000008700
Единый казначейский счет 40102810245370000007

Исх. № 4831

«02 » сентябрь 2024г.

Руководителю организации

Уважаемый руководитель!

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» выражает Вам свое почтение и просит предоставить коммерческое предложение на поставку реагентов для выполнения исследований в соответствии с приложенным техническим заданием.

Коммерческое предложение прошу направить на электронный адрес отдела закупок ro@cpphmao.ru.

Приложение: Техническое задание.

С уважением,
главный врач

Н.В. Тапланов

Исполнитель:
Менеджер отдела закупок
Миронова Дарья Константиновна
8(3467)362-555 доб.547

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку реагентов для выполнения исследований по государственному заданию в лабораториях ЦЛД.

1. Наименование поставки: закупка реагентов для выполнения исследований по государственному заданию в лабораториях ЦЛД.

2. Источник финансирования: за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

3. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заказчиком в адрес Поставщика заявки на отгрузку Товара. Заявка отправляется на электронную почту Поставщика, в формате таблицы с присвоенным номером исходящего письма. В ответ на заявку Заказчика, Поставщик отвечает письмом с присвоенным входящим номером подтверждает получение заявки. Время поставки должно быть согласовано с Заказчиком в день, предшествующий дню поставки.

4. Адрес поставки: г. Нижневартовск, ул. Чапаева 91А, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 1А, г. Сургут, ул. Геологическая 18/2.

5. Назначение товара и цели использования: реагенты для выполнения государственного задания в лабораториях ЦЛД г Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск и г. Сургут.

6. Условия поставки товара: Поставщик обязан поставить товар заказчику в место, указанное в п. 4 настоящего документа собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

7. Требования к качеству товара:

Продукция должна соответствовать современным нормам качества и функциональности, применимым в современной российской и европейской медицине и соответствовать стандартам и нормам, установленным для соответствующей продукции на территории Российской Федерации. Поставщик обязан гарантировать качество и годность продукции к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначена данная продукция, что подтверждается копией действующего сертификата соответствия ГОСТ РФ или документом его заменяющего. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, в том числе в качестве выставочного образца и свободной от прав третьих лиц. Продукция, поставка которой предусмотрена требованиями настоящего технического задания, должна быть зарегистрирована и разрешена к применению в медицинской практике на территории Российской Федерации, что подтверждается копией действующего регистрационного удостоверения выданного на продукцию соответствующим органом (Росздравнадзор РФ) на весь ассортимент продукции. Поставляемые товары должны быть свободны от прав третьих лиц.

8. Требования к упаковке и маркировке товара: Продукция должна быть упакована в заводских условиях. Упаковка каждой единицы продукции должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями производителя и соответствовать требованиям ГОСТ. Упаковка продукции должна иметь информацию об издании, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, дату изготовления и срок годности. Информация о продукции содержащаяся на упаковке должна быть на русском языке, либо содержать перевод на русский язык. Если это предусмотрено нормативами и стандартами, принятыми для соответствующего вида продукции на территории Российской Федерации, упаковка такой продукции должна содержать инструкцию по эксплуатации (применению, использованию) на русском языке, либо с переводом на русском языке. Продукция должна поставляться в не нарушенной (не поврежденной) упаковке изготовителя. Исполнителем для перевозки, должны быть оснащены переносные термоконтейнеры с комплектом хладоэлементов, предназначенных для транспортировки термочувствительных материалов, необходимые для сохранности продукции. Контроль температуры внутри термоконтейнеров при транспортировке продукции осуществляется с помощью термомониторингов или других изделий медицинского назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздрава РФ и предназначенных для контроля температурного режима при транспортировании товаров данного вида.

9. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Сертификат соответствия ГОСТ РФ или документ его заменяющий;
- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора;
- Инструкция на русском языке;

- Документация на русском языке.

10. Требования к отгрузке товара: все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж осуществляется Поставщиком собственным персоналом и техническими средствами или за свой счет.

11. Требования по передаче Поставщиком (победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается контракт в силу закона 44-ФЗ) Заказчику технических и иных документов при поставке товара: В день отгрузки каждой партии товаров Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, а также акт приема-передачи товара, подписанный и скрепленный печатью Поставщика в двух экземплярах, регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ, сертификат соответствия ГОСТ РФ или документ его замещающий, инструкцию на русском языке.

12. Требования к сроку годности поставляемого товара: Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 7 месяцев на дату поставки.

13. Требования к поставщику товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Технические и функциональные характеристики поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товара	Функциональные и качественные характеристики товара	Фасовка	Единица измерения	Кол-во
1.	Аланинаминотрансфераза, реактив	Для УФ кинетического определения аланинаминотрансферазы, (АЛТ), в сыворотке и плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: трис-буфер (pH 7,15 при 37°C)- 100 ммоль/л; JI-аланин- 500 ммоль/л; 2-Оксоглутарат- 12 ммоль/л; ЛДГ- 1,8 кЕ/л, НАДН- 0,20 ммоль/л; консервант. Диапазон линейности соответствует значениям активности фермента 3–500 Е/л (0,05–8,33 мккат/л). Нижний предел чувствительности 1 Е/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 12 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 6 мл, не менее 840 тестов	набор	2
2.	Альбумин, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения альбумина в сыворотке и плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: сукцинатный буфер (pH 4,2)- 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый- 0,2 ммоль/л, консервант. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации альбумина 15–60 г/л (1,5–6,0 г/дл). Нижний предел чувствительности 0,07 г/л. Не вскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8° С. После вскрытия реактивы стабильны 90 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 29 мл, не менее 3380 тестов	набор	1
3.	Щелочная фосфатаза, реактив	Для кинетического колориметрического, количественного определения щелочной фосфатазы, в сыворотке и плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: 2-амино-2-метил-1-пропанол- 0,35 ммоль/л; p-нитрофенилфосфат- 16 ммоль/л; гидроксиэтилэтилендиаминтриуксусная кислота- 2 ммоль/л; Сульфат цинка- 1 ммоль/л; Ацетат магния- 2 ммоль/л; консервант. Диапазон линейности соответствует значениям активности фермента 5–1500 Е/л (0,1–25,0 мккат/л). Нижний предел чувствительности 1 Е/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 12 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 12 мл, не менее 1600 тестов	набор	1

		анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.			
4.	Альфа-амилаза, реактив	Для кинетического колориметрического, количественного определения альфа-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека. Концентрация в реакционной смеси: МЕС (pH 6,05)- 36,1 ммоль/л; Ацетат кальция- 3,60 ммоль/л; NaCl- 37,2 ммоль/л; Тиоционат калия- 253 ммоль/л; 2-Хлор-4-нитрофенил-альфа-мальтоотриозид- 1,63 ммоль/л, содержит консервант. Диапазон линейности соответствует значениям активности фермента в сыворотке или плазме в диапазоне 10–2000 Е/л (0,2–33,3 мккат/л). Для мочи диапазон линейности соответствует значениям активности фермента в пределах 5–4800 Е/л (0,1–80 мккат/л). Нижний предел чувствительности 2 Е/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2–8°С. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реактивы в шприх-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 40 мл; Реактив 2: не менее 4 флаконов по 10 мл; не менее 1840 тестов	набор	1
5.	Аспаратаминотрансфераза, реактив	Для УФ кинетического определения аспаратаминотрансферазы, (АСТ), в сыворотке и плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Трис-буфер, pH 7,65 (при 37°С)- 80 ммоль/л; Л-аспарат- 240 ммоль/л; 2-Оксоглутарат- 12 ммоль/л; ЛДГ- 0,9 кЕ/л; МДГ- 0,6 кЕ/л; НАДН- 0,20 ммоль/л; Пиридоксальфосфат; консервант. Диапазон линейности соответствует значениям активности фермента 3–1000 Е/л (0,05–16,7 мккат/л). Нижний предел чувствительности 1 Е/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2–8°С. После вскрытия реактивы, установленные в анализатор, стабильны в течение 30 дней. Готовые реактивы в шприх-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 6 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 6 мл; не менее 800 тестов	набор	2
6.	Кальций, Арсенazo, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения общего кальция в сыворотке, плазме или моче человека. Концентрация в реакционной смеси: Имидазол (pH 6,9); Арсенazo III- 0,1–0,2%. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации кальция 1–5 ммоль/л (4–20 мг/дл) для сыворотки и плазмы. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации кальция 0–10 ммоль/л (0–40 мг/дл) для мочи. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2–8°С. После вскрытия реактивы стабильны 90 дней при хранении в анализаторе. Готовые реактивы в шприх-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 29 мл; не менее 6800 тестов	набор	1
7.	Холестерин, реактив	Для колориметрического ферментативного, количественного определения холестерина в сыворотке или плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Фосфатный буфер (pH 6,5)- 103 ммоль/л; 4-Аминоантипирин- 0,31 ммоль/л; Фенол- 5,2 ммоль/л; Холестеринэстераза- 0,2 кЕ/л (3,3 мккат/л); Холестериноксидаза- 0,2 кЕ/л (3,3 мккат/л); Пероксидаза- 10,0 кЕ/л (166,7 мккат/л); консервант. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации холестерина 0,5–18,0 ммоль/л (20–700 мг/дл). Нижний предел чувствительности 0,07 ммоль/л. Невскрытые реактивы стабильны до	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 22,5 мл; не менее 4760 тестов	набор	3

		даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C в защищённом от света месте. После вскрытия реактивы стабильны 90 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в шприх-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.			
8.	Креатинкиназа, реактив	Для УФ кинетического определения креатинкиназы, в сыворотке и плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Имидазол, (pH 6,5 при 37°C)- 100 ммоль/л; НАДФ- 2,0 ммоль/л; АДФ- 2,0 ммоль/л; АМФ- 5,0 ммоль/л; ЭДТА- 2,0 ммоль/л; Глюкоза- 20 ммоль/л, Креатинфосфат- 30 ммоль/л, N-ацетилстеин- 0,2 ммоль/л; Активатор- 26 ммоль/л, Mg2+- 10 ммоль/л; Диаденозинпентафосфат -0,01 ммоль/л, ГК- 4,0 кЕ/л, Г6Ф- ДГ- 2,8 кЕ/л. Диапазон линейности 10-2000 Е/л. Нижний предел чувствительности 3 Е/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C в защищённом от света месте. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в шприх-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1-1: не менее 4 флаконов по 22 мл; реактив 1-2: не менее 4 флаконов по 4 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 6 мл; не менее 1200 тестов	набор	1
9.	Креатинкиназа MB, реактив	Для определения изофермента MB креатинкиназы методом ферментативного ингибирования в сыворотке и плазме человека. Диапазон линейности: 10- 2000 Е/л. Нижний предел чувствительности- 5 Е/л. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в шприх-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1-1: не менее 2 флаконов по 22 мл; реактив 1-2: не менее 2 флаконов по 4 мл; реактив 2: не менее 2 флаконов по 6 мл; не менее 460 тестов	набор	1
10.	Креатинин (энзиматический), реактив	Для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме или моче человека. Концентрация в реакционной смеси: Буфер Гудс- 50 ммоль/л; Креатиназа- 56,3 МЕ/мл; Саркозиноксидаза- 15 МЕ/мл; N-(3-сульфопропил)-3-метокси-5-метиланилин- 0,68 ммоль/л; Креатининаза- 100 МЕ/мл; Пероксидаза- 12,5 Е/мл; 4-Аминоантипирин- 1,53 ммоль/л. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации креатинина 4,4-4420 мкмоль/л (0,05-50,0 мг/дл) для сыворотки и плазмы. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации креатинина 88-44 200 мкмоль/л (1-500 мг/дл) для мочи. Нижний предел чувствительности 0,88 мкмоль/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 60 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в шприх-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 45 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 15 мл; не менее 1800 тестов	набор	3
11.	Прямой билирубин, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: 3,5-дихлорфенилдиазон тетрафлуороборат 0,07 ммоль/л. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации билирубина 0-171 мкмоль/л (0-10 мг/дл). Нижний предел чувствительности 0,24 мкмоль/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия	Реактив 1С: не менее 4 флаконов по 6 мл; реактив 1В: не менее 4 флаконов по 6 мл; не менее 1240 тестов	набор	2

		реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.			
12.	Гамма-Глутамилтрансфераза, реактив	Для кинетического колориметрического определения гамма- глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Глицилглицин, pH 7,7 (при 37°C)- 150 ммоль/л; L-гамма-глутамил-3-карбоккси-4-нитроанилид- 6 ммоль/л; Консервант. Диапазон линейности соответствует значениям активности фермента от 5 до 1200 Е/л. Нижний предел чувствительности 1 Е/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 18 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 18 мл; не менее 1300 тестов	набор	1
13.	Глюкоза, реактив	Для ферментативного УФ (гексокиназный метод), количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме, моче, гемолизате и спинномозговой жидкости. Концентрация в реакционной смеси: Буфер ПИПЕС (pH 7,6)- 24,0 ммоль/л; АТФ- 2,0 ммоль/л; НАД ⁺ - 1,32 ммоль/л; Mg ²⁺ - 2,37 ммоль/л; гексокиназа- 0,59 кЕ/л; Г6Ф-ДГ- 1,58 кЕ/л, консервант. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 0,6–45,0 ммоль/л (10–800 мг/дл) для сыворотки, плазмы и СМЖ. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 0–45 ммоль/л (1–800 мг/дл) для мочи, 0,0604 ммоль/л. Предел чувствительности: для сыворотки 0,04 ммоль/л, для мочи 0,0604 ммоль/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 25 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 12,5 мл; не менее 3240 тестов	набор	3
14.	Неорганический фосфор, реактив	Для фотометрического УФ, количественного определения неорганического фосфора в сыворотке, плазме и моче человека. Концентрация в реакционной смеси: Серная кислота-200 ммоль/л, Гептамолибдат аммония- 0,35 ммоль/л, Глицин- 50 ммоль/л, консервант. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 0,32–6,40 ммоль/л (1–20 мг/дл) в сыворотке. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации неорганического фосфора 0–113 ммоль/л (0–350 мг/дл) в моче. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 15 мл; Реактив 2: не менее 4 флаконов по 15 мл; не менее 3160 тестов	набор	1
15.	Железо, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения железа в сыворотке или плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Глициноый буфер (pH 1,7)- 215 ммоль/л; Л- аскорбиновая кислота- 4,7 ммоль/л; 2,4,6-Три(2-	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 15 мл; реактив 2: не менее 4	набор	1

		пиридил)-5-триазин- 0,5 ммоль/л. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 2–179 мкмоль/л (10–1000 мкг/дл). Нижний предел чувствительности 0,3 мкмоль/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительные манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	флаконов по 15 мл; не менее 2000 тестов в наборе	
16.	Лактатдегидрогеназа, реактив	Для УФ кинетического определения активности лактатдегидрогеназы, в сыворотке и плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: D(-) N-метилглуксаминный буфер (pH 9,4 (37°C)) 325 ммоль/л; Лактат 50 ммоль/л, НАД ⁺ 10 ммоль/л; содержит консервант. Диапазон линейности соответствует значениям активности фермента 25–1200 Е/л (0,4–20,0 мккат/л). Нижний предел чувствительности 3 Е/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительные манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 40 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 20 мл; не менее 3320 тестов в наборе	набор 1
17.	Магний, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче человека. Концентрация в реакционной смеси: Амино-н-капроновая кислота 450 ммоль/л, ТРИС 100 ммоль/л, Глицольэтердиамин- N.N.N-тетраацетилловая кислота- 0,12 ммоль/л, Ксилидиловый синий- 0,18 ммоль/л. Диапазон линейности в сыворотке/плазме соответствует значениям концентрации 0,2–3,3 ммоль/л (0,5–8,0 мг/дл). Диапазон линейности в моче соответствует значениям концентрации 0,2–9,25 ммоль/л (0,5–22,5 мг/дл). Нижний предел чувствительности 0,01 ммоль/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 14 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительные манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 40 мл; не менее 1000 тестов в наборе	набор 1
18.	Общий билирубин, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения общего билирубина в сыворотке или плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Кофеин 2,1 ммоль/л; 3,5-дихлорфенилдиазон тетрафтороборат 0,31 ммоль/л; Поверхностно-активное вещество; Консервант. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации общего билирубина 0–513 мкмоль/л (0–30 мг/дл). Нижний предел чувствительности 0,39 мкмоль/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительные манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1С: не менее 4 флаконов по 15 мл; реактив 1В: не менее 4 флаконов по 15 мл; не менее 3000 тестов	набор 2

19.	Общий белок, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения общего белка в сыворотке или плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: гидроксид натрия- 200 ммоль/л; тартрат калия-натрия- 32 ммоль/л; сульфат меди- 18,8 ммоль/л; йодид калия- 30 ммоль/л. Диапазон линейности соответствует диапазону концентраций общего белка 30–120 г/л (3,0–12,0 г/дл). Нижний предел чувствительности 0,77 г/л. Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реактивы в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 25 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 425 мл; не менее 3920 тестов	набор	1
20.	Триглицериды, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Буфер ПИПЕС (pH 7,5)- 50 ммоль/л; Mg2+- 4,6 ммоль/л; MADB- 0,25 ммоль/л; 4 Аминоантипирин- 0,5 ммоль/л; АТФ- 1,4 ммоль/л; консервант; Липазы- 1,5 кЕ/л (25 мккат/л); Глицеролкиназа- 0,5 кЕ/л (8,3 мккат/л); Пероксидаза- 0,98 кЕ/л (16,3 мккат/л); Аскорбатоксидаза- 1,48 кЕ/л (24,6 мккат/л); Глицерин-3-фосфатоксидаза- 1,48 кЕ/л (24,6 мккат/л). Диапазон линейности соответствует значениям 10–2000 Е/л (0,17–33,33 мккат/л). Нижний предел чувствительности 0,01 ммоль/л. Не вскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реактивы в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Фасовка: Реактив 1: не менее 4 флаконов по 20 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 5 мл; не менее 1120 тестов в наборе	набор	3
21.	Мочевина, реактив	Для УФ кинетического определения мочевины в сыворотке, плазме и моче человека. Концентрация в реакционной смеси: Трис-буфер- 100 ммоль/л; НАДН- 0,26 ммоль/л; Фосфат натрия- 10 ммоль/л; ЭДТА- 2,65 ммоль/л; 2-Оксоглутарат- 9,8 ммоль/л; Уреаза- 17,76 кЕ/л; АДФ- 2,6 ммоль/л, ГЛДГ- 0,16 кЕ/л. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 0,8 – 50 ммоль/л (5 - 300 мг/дл) в сыворотке/плазме. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 10 –750 ммоль/л (60 - 4500 мг/дл) в моче. Нижний предел чувствительности: для сыворотки 0,38 ммоль/л, для плазмы 0,38 ммоль/л, для мочи 5,71 ммоль/л. Не вскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реактивы в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 25 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 25 мл; не менее 2440 тестов в наборе	набор	1
22.	Мочевая кислота, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче. Концентрация в реакционной смеси: Фосфатный буфер (pH 7,5)- 42 ммоль/л; MADB 0,15 ммоль/л; 4-Аминофеназон 0,30 ммоль/л; Пероксидаза 5,9 кЕ/л (98 мккат/л); Уриказа 0,25 кЕ/л (4,15 мккат/л); Аскорбатоксидаза 0,56 кЕ/л (26 мккат/л), консервант. Диапазон линейности в сыворотке и плазме соответствует значениям концентрации мочевой кислоты 89–1785 мкмоль/л (1,5–30 мг/дл). Диапазон линейности в моче соответствует значениям концентрации мочевой	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 12 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 5 мл; не менее 1280 тестов	набор	1

		кислоты 119–23 800 мкмоль/л (2–400 мг/дл). Нижний предел чувствительности: для сыворотки 2 мкмоль/л, для плазмы 2 мкмоль/л, для мочи 10 мкмоль/л. Не вскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2–8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.		
23.	C- реактивный белок (латекс), реактив	Для количественного определения C-реактивного белка (С-РБ) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом. Концентрация в реакционной смеси: Глицериновый буфер 100 ммоль/л; Латексные частицы, покрытые антителами к С-РБ человека- 0,5% вес./об. Диапазон линейности соответствует диапазону концентраций С-реактивного белка 0,2–480 мг/л для нормальной чувствительности и 0,08–80 мг/л для высокой чувствительности. Нижний предел чувствительности 0,10 мг/л. После вскрытия реактивы стабильны 90 дней при установке и хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 30 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 30 мл; не менее 1200	набор 1
24.	Холестерин липопротеины высокой плотности, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке или плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Антитела к бета-липопротеину человека; Холестеринэстераза- 0,8 МЕ/мл; Холестериноксидаза- 4,4 МЕ/мл; Пероксидаза- 1,7 МЕ/мл; Аскорбатоксидаза- 2,0 МЕ/мл; Буфер Гуда (рН 7,0)- 30 ммоль/л; N-этил-N-(2-гидроксипропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин - 0,20 ммоль/л; 4-Аминоантипирин- 0,67 ммоль/л; консервант, детергент. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации холестерина ЛПВП 0,05–4,65 ммоль/л (2–180 мг/дл). Не вскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2–8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 27 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 9 мл; не менее 960 тестов	набор 2
25.	Холестерин липопротеины низкой плотности, реактив	Для колориметрического фотометрического, количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме человека. Концентрация в реакционной смеси: Холестеринэстераза 3,7 МЕ/мл; Холестериноксидаза- 3,7 МЕ/мл; Пероксидаза- 4,9 МЕ/мл; Буфер (рН 6,8)- 25 ммоль/л; 4-Аминоантипирин- 0,8 ммоль/л; Катализа- 743 МЕ/мл; N-(2-гидроксипропил)-3,5-диметоксианилина, натриевая соль- 0,47 ммоль/л. Диапазон линейности: 0,26–10,3 ммоль/л. Нижний предел чувствительности- 0,012 ммоль/л. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реагенты в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительных манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 27 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 9 мл; не менее 960 тестов	набор 2

26.	Ненасыщенная железосвязывающая способность, реактив	Для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки и плазмы человека. Концентрация в реакционной смеси: Трис-буфер (pH 8,1)- 180 ммоль/л; Железо- 6,9 мкмоль/л; Нитросо-ПСАП- 176 мкмоль/л; Хлорид гидроксиаммония- 36 ммоль/л. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 10–100 мкмоль/л (55–550 мкг/дл). Невскрытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе. Готовые реактивы в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительные манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 4 флаконов по 27 мл; реактив 1а: не менее 4 флаконов по 3 мл; реактив 2: не менее 4 флаконов по 6 мл; реактив 2а: не менее 4 флаконов по 2 мл; не менее 800 тестов в наборе	набор	1
27.	Набор реагентов для количественного определения гемоглобина А1с	Для количественного определения гемоглобина А1с в цельной крови человека. Концентрация в реакционной смеси: Реагент Антигела к HbA1с: антигела (овечий) к HbA1с человека; буфер МЕС (2-морфолино-этансульфоновая кислота)- 0,025 моль/л; буфер ТРИС (трис (гидроксиметил) аминметан), pH 6,2- 0,015 моль/л; Реагент Полигистен HbA1с: Полигистен HbA1с; Буфер МЕС (2-морфолино-этансульфоновая кислота)- 0,025 моль/л; Буфер ТРИС (трис (гидроксиметил) аминметан), pH 6,2- 0,015 моль/л. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении в анализаторе. Готовые реактивы в штрих-кодированных флаконах, не требующие переливания в другие емкости и дополнительные манипуляций со стороны оператора перед установкой на борт анализатора серии AU. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Реактив 1: не менее 2 флаконов по 37,5 мл; реактив 2: не менее 2 флаконов по 7,5 мл; реактив 1- общий гемоглобин- не менее 2 флаконов по 34,5 мл; калибратор (лиофилизированный) : не менее 5 флаконов по 2 мл; не менее 430 тестов	набор	5
28.	Креатинкиназа MB, калибратор	Для калибровки реагента для определения креатинкиназы-MB. Состав: лиофилизированная сыворотка человека, содержащая сердечный изофермент (MB-фракцию) креатинфосфокиназы. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811..	Не менее 6 флаконов по 1 мл в наборе	набор	1
29.	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1	Для проведения контроля точности и воспроизводимости при измерении креатинкиназы-MB. Состав: лиофилизированная сыворотка человека, содержащая изофермент MB креатинкиназы. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Не менее 9 флаконов по 2 мл в наборе	набор	1
30.	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2	Для проведения контроля точности и воспроизводимости при измерении креатинкиназы-MB. Состав: лиофилизированная сыворотка человека, содержащая изофермент MB креатинкиназы. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Не менее 9 флаконов по 2 мл в наборе	набор	1
31.	Липопротеины высокой плотности / липопротеины низкой плотности, контроль	Контрольная сыворотка холестерина липопротеины высокой плотности / липопротеины низкой плотности (ЛПВП/ЛПНП) представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, предназначенную для проведения контроля качества холестерина ЛПВП и ЛПНП с реагентами на анализаторах. Содержит лиофилизированную человеческую сыворотку, содержащую холестерин ЛПВП и ЛПНП. Невскрытый контроль холестерина ЛПВП и ЛПНП стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2 - 8°C. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811..	Контроль 1: не менее 3 флаконов по 5 мл; контроль 2: не менее 3 флаконов по 5 мл в наборе	набор	1
32.	Промывочный раствор	Концентрат чистой системы биохимического анализатора от белковых загрязнений. Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Не менее 6 по 2000 мл в упаковке	Упак.	2

33.	Очищающий раствор	Очищающий, для биохимического анализатора, содержит активный хлор (гипохлорит натрия). Совместимость с биохимическим анализатором AU5800, вариант исполнения: AU5811.	Не менее 6 по 450 мл в упаковке	Упак.	3
34.	Аланинаминотрансфераза, реагент	Для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: β- никотинамиддинуклеотид восстановленный- 0,16 мг/мл, лактатдегидрогеназа- 2,57 Ед/мл, Л-Аланин- 392 ммоль/л; реагент 2: α-кетоглутаровая кислота- 77 ммоль/л, Л-Аланин- 1000 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 27 дней. Линейность теста составляет 942 Ед/л. Предел обнаружения для теста составляет 2 Ед/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 10 флаконов по 70 мл; реагент 2- не менее 10 флаконов по 21 мл; не менее 3621 теста в одном наборе.	набор	5
35.	Альбумин, реагент	Для количественного определения альбумина в сыворотке, плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: бромкрезоловый зеленый- 0,27 ммоль/л, ГРИС- 55 ммоль/л, янтарная кислота- 100 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 42 дня. Линейность теста составляет 10,5 г/дл. Предел обнаружения для теста составляет 0,3 г/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 10 флаконов по 84 мл; не менее 2607 тестов в одном наборе.	набор	4
36.	Щелочная фосфатаза, реагент	Для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: 2-амино-2-метилпропанол, магний, сульфат цинка, дигидроксиптилэтиленидиаминоуксусная кислота; реагент 2: 4-нитрофенил фосфат. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 8 дней. Линейность теста составляет 2200 Ед/л. Предел обнаружения для теста составляет 5 Ед/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 5 флаконов по 21 мл; реагент 2- не менее 5 флаконов по 9 мл; не менее 1500 тестов в одном наборе.	набор	6
37.	Амилаза, реагент	Для количественного определения амилазы в сыворотке и плазме крови человека, а также моче. Состав набора: реагент 1: 2-хлор-4-нитрофенил-α-Д-малтотриозид 2,25 ммоль/л; Хлорид натрия 350 ммоль/л; Ацетат кальция 6 ммоль/л; Тиоцианат калия 900 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 19 дней. Линейность теста составляет до 3010 Ед/л. Предел обнаружения для теста составляет 2 Ед/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1: не менее 5 флаконов по 21 мл; не менее 500 тестов в одном наборе	набор	14
38.	Аспаратаминотрансфераза (АСТ), реагент	Для количественного определения аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: β- никотинамиддинуклеотид восстановленный- 0,16 мг/мл, малат-дегидрогеназа- 0,64 Ед/мл, лактатдегидрогеназа 0,64 Ед/мл, Л-аспартаг 232 ммоль/л; реагент 2: α -кетоглутарат 51,3 ммоль/л, Л-аспартаг 100 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 30 дней. Линейность теста составляет 913 Ед/л. Предел обнаружения для теста составляет 2 Ед/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 10 флаконов по 70 мл; реагент 2- не менее 10 флаконов по 21 мл; не менее 3621 теста в одном наборе	набор	5
39.	Холестерин, реагент	Для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: холестеролоксидаза (микробная), холестеролоксидаза (микробная), пероксидаза (хрен), 4-аминоантипирин, гидроксibenзойная кислота- 10 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 30 дней. Линейность теста составляет 705 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 5,0 мг/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 10 флаконов по 84 мл; не менее 3032 тестов в одном наборе	набор	4
40.	Липопротеины низкой плотности, реагент	Для прямого, количественного определения холестерина в липопротеинах низкой плотности (ЛНП) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: МЕС-буфер (pH 6,3), детергент 1, холестеролэстераза (Pseudomonas sp.), холестеролоксидаза (Cellulomonas sp.), пероксидаза (хрен), 4-аминоантипирин,	Реагент 1- не менее 2 флаконов по 53 мл; реагент 2: не менее 2 флаконов по 20 мл; не	набор	15

		аскорбиноксидаза (Scurbита sp.), содержит консервант; реагент 2: МЕС-буфер (pH 6,3), детергент 2, двунаправленный N, N-bis (4-сульфобутил)-м-толуидин, содержит консервант. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 28 дней. Диапазон измерений от 1 до 800 мг/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	менее 450 тестов в одном наборе.	
41.	Креатинин, реагент	Для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови, а также моче человека. Состав набора: реагент 1: гидроксид натрия- 0,8 моль/л; реагент 2: пикриновая кислота- 24 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора не менее 5 дней. Линейность теста составляет: для сыворотки- от 0,2 до 37 мг/дл; для мочи- от 5 до 740 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 0,05 мг/дл для сыворотки; 4 мг/дл для мочи. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 5 флаконов по 55 мл; реагент 2- не менее 5 флаконов по 17 мл; не менее 1875 тестов в одном наборе.	набор 8
42.	Прямой билирубин, реагент	Для количественного определения прямого билирубина в сыворотке, плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: сульфаминовая кислота 9,7 г/л; реагент 2- 4-дихлороанилин, нитрит натрия, HCl- 33,54 г/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 28 дней. Линейность теста составляет от 0,1 до 15,0 мг/дл. Предел количественного определения для теста составляет 0,05 мг/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 10 флаконов по 39 мл; реагент 2- не менее 10 флаконов по 13 мл; не менее 2000 тестов в одном наборе	набор 7
43.	Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент	Для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: глицил-глицин- 191 ммоль/л; реагент 2: Л-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид аммониевая соль- 30,6 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 27 дней. Линейность теста составляет 1543 Ед/л. Предел обнаружения для теста составляет 2,5 Ед/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 5 флаконов по 46 мл; реагент 2- не менее 5 флаконов по 15 мл; не менее 1500 тестов в одном наборе	набор 6
44.	Глюкоза, реагент	Для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, а также моче и спинномозговой жидкости (СМЖ) человека. Состав набора: реагент 1: аденозин трифосфата динатриевая соль- 9,0 мг/мл, никотинамидадениндинуклеотид- 5,0 мг/мл, глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа- 3000 Ед/л, гекокиназа- 15000 Ед/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 30 дней. Линейность теста составляет: для сыворотки- от 5 до 800 мг/дл; для мочи/СМЖ- от 1 до 800 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 2,5 мг/дл для сыворотки; 1 мг/дл для мочи/СМЖ. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 5 флаконов по 20 мл; не менее 1500 тестов в одном наборе	набор 10
45.	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), реагент	Для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: диэтаноламин- 380 ммоль/л, лактат лития- 76 ммоль/л; реагент 2: β- никотинамидадениндинуклеотид- 33 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 30 дней. Линейность теста составляет от 2000 Ед/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 5 флаконов по 50 мл; реагент 2- не менее 5 флаконов по 16 мл; не менее 1300 тестов в одном наборе.	набор 8
46.	Общий билирубин, реагент	Для количественного определения общего билирубина в сыворотке, плазме крови взрослых и новорожденных. Состав набора: реагент 1: сурфактант- 4,53%, HCl- 9,33 г/л; реагент 2: 2, 4-дихлоранилин- 0,81 г/л. HCl- 5,563 г/л; нитрит натрия- 0,345 г/л; сурфактант- 1,96%. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 21 день. Линейность теста составляет от 0,1 до 25,0 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 0,05 мг/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Реагент 1- не менее 10 флаконов по 53 мл; реагент 2- не менее 10 флаконов по 17 мл; не менее 2750 тестов в одном наборе	набор 6

47.	Общий белок, реагент	Для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: Тартрат калия-натрия- 23,4 ммоль/л, гидроксид натрия- 613 ммоль/л, йодид калия- 6,6 ммоль/л, сульфат меди- 13,2 ммоль/л. Линейность теста составляет до 18,4 г/дл. Предел обнаружения для теста составляет 0,76 г/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Реагент 1- не менее 10 флаконов по 84 мл; не менее 3622 тестов в одном наборе	набор	4
48.	Триглицериды, реагент	Для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: АТФ- 2,5 ммоль/л, Mg2+- 2,5 ммоль/л, 4-аминоантипирин- 0,4 ммоль/л, 4-хлорфенол- 2 ммоль/л, пероксидаза, глицерокиназа (микробная), глицеринфосфатаксидаза, липопротеинлипаза (микробная). Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 42 дня. Линейность теста составляет до 1420 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 6,2 мг/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Реагент 1- не менее 10 флаконов по 84 мл; не менее 3032 тестов в одном наборе	набор	4
49.	Мочевина, реагент	Для количественного определения азота мочевины в сыворотке, плазме крови, моче человека. Состав набора: реагент 1: никотинамидадениндинуклеотид- 2,95 ммоль/л; реагент 2: α-кетоглутаровая кислота- 99,8 ммоль/л, уреазы- 23,5 кЕд/л, глутаматдегидрогеназа- 63,5 кЕд/л, аденозиндифосфат- 7,6 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 25 дней. Линейность теста составляет: для сыворотки- до 125 мг/дл, для мочи- до 1991 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 0,7 мг/дл для сыворотки; 15,0 мг/дл для мочи. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Реагент 1- не менее 5 флаконов по 10 мл, реагент 2- не менее 5 флаконов по 12 мл; не менее 1500 тестов в одном наборе	набор	10
50.	Липопротеины высокой плотности, реагент	Для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛВП) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: холестеролоксидаза (E. coli) , пероксидаза (хрен), двунаатриевый N, N-bis (4-сульфобутил)-м-толуидин, катализатор, оксидаза аскорбиновой кислоты (Circubita sp.); реагент 2: холестеролэстераза (Pseudomonas sp.), 4-аминоантипирин, детергент. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 28 дней. Линейность теста составляет до 180 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 2,5 мг/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Реагент 1: не менее 4 флаконов по 84 мл; реагент 2: не менее 4 флаконов по 32 мл; не менее 1440 тестов в одном наборе	набор	6
51.	Креатининкиназа, реагент	Состав набора: реагент 1: калиевая соль АДФ- 2,55 ммоль/л, АМФ- 6,37 ммоль/л, АР5А- 0,0127 ммоль/л, β- никотинамидадениндинуклеотидфосфат- 2,54 ммоль/л, ЭДТА- 2,0 ммоль/л, глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа- 1,95 Ед/мл, глюкоза- 0,2 ммоль/л, гексокиназа- 3,9 Ед/мл, имидазол- 100 ммоль/л, ацетат магния- 10 ммоль/л, N-ацетил-L-Цистеин- 25,5 ммоль/л; реагент 2: креатинфосфат- 153 ммоль/л, глюкоза- 99,2 ммоль/л, имидазол- 100 ммоль/л, ацетат магния- 10 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 30 дней. Линейность теста составляет до 4267 Ед/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Реагент 1: не менее 5 флаконов по 48 мл; реагент 2: не менее 5 флаконов по 15 мл; не менее 1250 тестов	набор	7
52.	Мочевая кислота, реагент	Для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови, моче человека. Состав набора: реагент 1: аскорбиноксидаза- 3500 Ед/л, N-(3-сульфопропил)-3-метоксиг-5-метиланалин- 100 ммоль/л; реагент 2: 4-аминоантипирин- 4 ммоль/л, пероксидаза- 2000 Ед/л, уриказы- 880 Ед/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 60 дней. Линейность теста составляет: для сыворотки- до 33,1 мг/дл, для мочи- до 250,0 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 0,06 мг/дл для сыворотки; 0,24 мг/дл для мочи. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Реагент 1: не менее 5 флаконов по 49 мл. реагент 2: не менее 5 флаконов по 19 мл; не менее 1300 тестов в одном наборе	набор	4

53.	Фосфор реагент	Для количественного определения фосфора в сыворотке и плазме крови, а также моче человека. Состав набора: реагент 1: серная кислота- 665 ммоль/л; реагент 2: молибденовокислый аммоний- 2,3 ммоль/л, серная кислота- 665 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора 65 дней. Линейность теста 25,3 мг/дл для сыворотки и плазмы; до 186,2 мг/дл для мочи. Предел обнаружения для теста составляет 0,25 мг/дл для сыворотки и плазмы; 2,5 мг/дл для мочи. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000	Реагент 1: не менее 2 флаконов по 40 мл; реагент 2: не менее 2 флаконов по 71 мл; не менее 2800 тестов в одном наборе	набор	2
54.	Кальций реагент	Состав набора: реагент 1: краситель Арсенazo-III- 0,94 ммоль/л, ацетат натрия- 271 ммоль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора не менее 30 дней. Линейность теста составляет от не более 2 до 24 мг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 0,5 мг/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000	Реагент 1: не менее 5 флаконов по 13 мл; не менее 1500 тестов в одном наборе	набор	3
55.	Ферритин реагент	Для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Реагент 1: не менее 2 флаконов по 30 мл; реагент 2: не менее 2 флаконов по 7 мл; не менее 224 тестов в одном наборе	набор	2
56.	Железо реагент	Для прямого колориметрического определения железа без депротеинизации в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: реагент 1: ацетатный буфер pH 4.8- 1,4 моль/л, гуанидин гидрохлорид- 4,5 моль/л, тиомочевина- 65 ммоль/л; реагент 2: ферен-С- 20 ммоль/л, аскорбиновая кислота- 0,5 моль/л. Стабильность вскрытых реагентов на борту анализатора не менее 60 дней. Аналитический диапазон измерения от 5 до 1000 мкг/дл. Предел обнаружения для теста составляет 5 мкг/дл. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000	Реагент 1: не менее 3 флаконов по 88 мл; реагент 2: не менее 3 флаконов по 11 мл; не менее 918 тестов в одном наборе	набор	4
57.	Щелочной промывающий раствор	Щелочной промывающий раствор для анализатора. Состав: NaOCl- 4,0 г/л, NaOH- 1,1 моль/л, KOH- 36,5 ммоль/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Не менее 2 флаконов по 500 мл	упак.	3
58.	Наполнитель для водяной бани	Для предотвращения микробного загрязнения в водяной бане. Состав: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он- 0,211%; 2-метил-4-изотиазолин-3-он- 0,075%. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Не менее 2 флаконов по 500 мл	упак.	4
59.	Детергент А	Для использования с автоматическим биохимическим анализатором. Состав: 2-аминоэтанол- 0,57 моль/л, ацетат натрия- 0,11 моль/л, 3-метил-3-метоксибутанол- 0,09 моль/л, моноэтиловый эфир диэтилглицоля- 0,41 г/л, полиоксипропиленполиоксипропилен (Эпан 420)- 0,82 г/л, полиоксипропиленполиоксипропилен (Эпан 740)- 1,23 г/л, полиоксипропиленполиоксипропилен (Эпан 740)- 1,23 г/л, лимонная кислота 0,70- г/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Не менее 2 флаконов по 500 мл.	упак.	6
60.	Детергент Б	Для использования с автоматическим биохимическим анализатором. Состав: нонилфенол этоксилат- 30 г/л; гидроксид натрия 20 г/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITEST с 4000.	Не менее 2 флаконов по 400 мл.	упак.	2
61.	Калибровочная сыворотка, уровень 3	Представляет собой лиофилизированную сыворотку человека для использования в качестве калибратора для биохимических тестов. Неразведенные сыворотки стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетках флаконов при температуре	Не менее 20 флаконов по 5 мл	набор	2

		хранения от -2 до +8°C. После разведения калибровочные сыворотки стабильны 8 часов при температуре хранения +25°C, 7 суток при температуре хранения от +2 до +8°C, 1 месяц при температуре хранения -20°C при однократной заморозке.		
62.	Кислотный промывающий раствор	Кислотный промывающий раствор для анализатора. Состав: кислота лимонная моногидрат- 0,166 моль/л; шавелевая кислота дигидрат- 0,220 моль/л, полиэтиленгликоль (№400)- 0,083 моль/л, метанол- 1,124 моль/л, монохлоруксусная кислота- 0,118 моль/л. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Не менее 2 флаконов по 500 мл.	упак. 6
63.	Многокомпонентный калибратор липидов	Для калибровки тестов для определения аполипротеина А1, аполипротеина В, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛВП). Изготовлен из сыворотки крови человека, лиофилизирован. Разведенный калибратор стабилен 7 дней, при хранении при температуре 2 - 8°C в плотно закрытом флаконе. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Не менее 6 флаконов по 1 мл.	набор 2
64.	Билирубин калибратор	Для калибровки тестов количественного определения общего и прямого билирубина. Приготовлен в растворе на основе сыворотки бычьей крови. Стабильность калибратора во вскрытом флаконе при температуре хранения от 2 до 8°C 7 дней. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Не менее 6 флаконов по 5 мл в одном наборе.	набор 2
65.	Ферритин калибратор	Для калибровки теста количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Не менее 4 флаконов по 1 мл в одном наборе.	набор 1
66.	Ферритин/Миоглобин/Иммуноглобулин Е контроль	Для мониторинга контроля качества результатов, полученных в тестах Ферритин/Миоглобин/Иммуноглобулин Е. Совместимость: с анализатором биохимическим модульным ARCHITECT с 4000.	Не менее 2 флаконов по 3 мл в одном наборе.	набор 1
67.	Материал контрольный	Для контроля биохимического анализа крови. Оцениваемые параметры: ацетаминофен, кислая фосфатаза общая, аланинаминотрансфераза (АЛТ), альбумин, щелочная фосфатаза, альфагидроксibuтират дегидрогеназа (аГБДГ), альфа-1-антитрипсин, альфафетопротеин, амилаза, альфа-амилаза, амилаза панкреатическая, аполипротеин А-1, аполипротеин В, аспартатаминотрансфераза (АСТ), белок сыворотки билирубин прямой, билирубин не прямой, билирубин общий, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, кальций, кальций ионизированный, карбамазепин, раковоэмбриональный антиген (РЭА), церулоплазмин, хлориды, холестерол липопротеинов высокой плотности, холестерол липопротеинов низкой плотности, холинэстераза, медь, кортизол, креатинкиназа, креатинин, дигоксин, гаммаглутамилтрансептидаза (ГГТ), гентамицин, глобулины, глюкоза, глутаматдегидрогеназа, гаптоглобин, бета субъединица ХГЧ, иммуноглобулин А (IgA), иммуноглобулин G (IgG), иммуноглобулин М (IgM), железо, общая железосвязывающая способность, ненасыщенная железосвязывающая способность, лактат (молочная кислота), лактатдегидрогеназа, ЛАП-ариламидаза, липаза, литий, магний, осмоляльность, фенобарбитал, фенилонин, фосфор, калий, простатаспецифический антиген, простатическая кислая фосфатаза, белки методом электрофореза, салицилат, натрий, трийодтиронин (Т3) свободный, Т3 общий, трийодтиронинсвязывающая способность, тироксин (Т4) свободный, Т4 общий, теофиллин, тиреотропный гормон (ТТГ), тироксинсвязывающий глобулин, тобрамицин, трансферрин, триглицериды, мочевина, азот мочевины, мочевая кислота, валпроевая кислота, ванкомицин, витамин В12, цинк. Матрикс контрольного образца: на основе	Не менее 12 флаконов по 5 мл в упаковке	набор 2

		лиофилизированной человеческой сыворотки. Уровень 1.			
68.	Материал контрольный	Для контроля биохимического анализа крови. Оцениваемые параметры: ацетиминофен, кислая фосфатаза общая, аланинаминотрансфераза (АЛТ), альбумин, щелочная фосфатаза, альфагидроксibuтират дегидрогеназа (aГБДГ), альфа-1-антитрипсин, альфафетопротеин, амилаза, альфа-амилаза, амилаза панкреатическая, аполипротеин А-1, аполипротеин В, аспаргатаминотрансфераза (АСТ), белок сыворотки билирубин прямой, билирубин непрямой, билирубин общий, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, кальций, кальций ионизированный, карбамазепин, раковозмбринальный антиген (РЭА), церулоплазмин, хлориды, холестерол липопротеинов высокой плотности, холестерол липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой плотности, холестерол липопротеинов низкой плотности, холинэстераза, медь, кортизол, креатинкиназа, креатинин, дигоксин, гаммаглутамилтрансфептидаза (ГГТ), гентамицин, глобулины, глюкоза, глутаматдегидрогеназа, гаптоглобин, бета субъединица ХГЧ, иммуноглобулин А (IgA), иммуноглобулин G (IgG), иммуноглобулин М (IgM), железо, общая железосвязывающая способность, ненасыщенная железосвязывающая способность, лактат (молочная кислота), лактатдегидрогеназа, ЛАП-ариламидаза, липаза, литий, магний, осмоляльность, фенобарбитал, фенитоин, фосфор, калий, простатаспецифический антиген, простатическая кислая фосфатаза, белки методом электрофореза, салицилат, натрий, трийодтиронин (Т3) свободный, Т3 общий, трийодтиронинсвязывающая способность, тироксин (Т4) свободный, Т4 общий, теофиллин, тиреотропный гормон (ТТГ), тироксинсвязывающий глобулин, тобрамицин, трансферрин, триглицериды, мочевина, азот мочевины, мочевая кислота, вальпроевая кислота, ванкомицин, витамин В12, цинк. Матрикс контрольного образца: на основе лиофилизированной человеческой сыворотки. Уровень 2.	набор	Не менее 12 флаконов по 5 мл в упаковке	2
69.	Раствор промывочный	Промывочный раствор для анализатора электролитов EASYLYTE.	флак.	Не менее 1 флакона по 50 мл	2
70.	Набор реагентов для ежедневной промывки	Состав: разбавитель; реагент для ежедневной очистки: пепсин. Совместимость с анализатором электролитов EASYLYTE.	упак.	Не менее 1 флакона по 90 мл	8
71.	Набор контрольных материалов	Комплект контрольных растворов, три уровня. Предназначены для ведения внутрилабораторного контроля качества при работе с анализатором электролитов EASYLYTE.	набор	Не менее 3 флаконов по 10 мл в наборе	4
72.	Пакет с растворами Na/K/Cl	Пакет с растворами предназначен для участия в операции калибровки и промывки. Обеспечивает хранение отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав: калибровочный раствор; раствор для промывки; емкость для сбора отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей. Совместимость с анализатором электролитов EASYLYTE.	упак.	Не менее 800 мл в упаковке	3
73.	Пакет с растворами Na/K/Cl/Ca/Li	Пакет с растворами предназначен для участия в операции калибровки и промывки. Обеспечивает хранение отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав: калибровочный раствор; раствор для промывки; емкость для сбора отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей. Совместимость с анализатором электролитов EASYLYTE EXPAND.	упак.	Не менее 800 мл в упаковке	5

74.	Раствор для заполнения внутренней камеры	Раствор для заполнения внутренней камеры ионоселективных анализаторов EasyLyte.	Не менее 125 мл	флак.	2
75.	Контрольная плазма	Лиофильно высушенная контрольная плазма с нормальным диапазоном значений. Аттестована по параметрам: АПТВ/АЧТВ, протромбиновое время, международное нормализованное отношение (МНО), показатель по Квику, тромбиновое время, антистроновое время, фибриноген методом Клаусса.	Не менее 1 мл	флак.	1
76.	Контрольная плазма	Лиофильно высушенная контрольная плазма с патологическим диапазоном значений. Аттестована по параметрам: АПТВ/АЧТВ, протромбиновое время, международное нормализованное отношение (МНО), показатель по Квику, тромбиновое время, антистроновое время, фибриноген методом Клаусса.	Не менее 1 мл	флак.	1
77.	Набор реагентов для определения активированного парциального тромбoplastинового времени	Для определения активированного парциального тромбoplastинового времени. Состав: АПТВ-Эл-реагент (раствор, содержащий фосфолипиды животного происхождения (из мозга кролика), эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы); Кальция хлорид (0,277 %, 0,025 М раствор). Совместимость с коагулометром АПГ2-02-П.	АПТВ-Эл-реагент: не менее 2 флаконов по 5 мл; кальция хлорид: не менее 1 флаконов по 10 мл	набор	5
78.	Набор реагентов для определения концентрации фибриногена	Для определения концентрации фибриногена в плазме крови. Состав: Тромбин (лиофильно высушенный, 500 ед. NIN); Растворитель для тромбина. 10,5 мл; Плазма-калибратор (лиофильно высушенная); Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М). Совместимость с коагулометром АПГ2-02-П.	Тромбин: не менее 2 флаконов по 5 мл; растворитель: не менее 1 флакона по 10,5 мл; плазма-калибратор: не менее 1 флакона по 1 мл; буфер: не менее 1 флакона по 10 мл	набор	15
79.	Набор реагентов для определения протромбинового времени	Для определения протромбинового времени свертывания (ПВ) в плазме, полученной из стабилизированной цитратом натрия венозной крови, расчета протромбинового отношения (ПО), протромбинового индекса (ПТИ), международного нормализованного отношения (МНО) и протромбинового показателя по Квику. Состав: Лиофильно высушенная тромбoplastин-кальциевая смесь из кроличьего мозга, буфер, консерванты и стабилизаторы; Плазма-калибратор (лиофильно высушенная). Совместимость с коагулометром АПГ2-02-П.	Не менее 4 флаконов по 5 мл; плазма-калибратор: не менее 1 флакона по 1 мл	набор	14
80.	Набор реагентов для определения тромбинового времени	Для определения тромбинового времени. Состав: Тромбин (лиофильно высушенный); Плазма-калибратор (лиофильно высушенная). Совместимость с коагулометром АПГ2-02-П.	Не менее 4 флаконов; плазма-калибратор: не менее 1 флакона по 1 мл	набор	9
81.	Набор для качественного или полуколичественного определения D-димера	Для качественного или полуколичественного определения D-димера в плазме крови человека. Состав набора: Латексный реагент (суспензия латексных частиц, покрытых моноклональными антителами к D-димеру); Позитивный контроль; Негативный контроль; Буфер солевой; Пластина тестовая; Палочка для перемешивания.	Латексный реагент: не менее 0,9 мл; Латексный реагент: не менее 1,7 мл; контроли: не менее 1 мл каждого	набор	2
82.	Реагент для приготовления стабилизатора крови (Цитрат натрия)	Концентрат для приготовления 0,109 М раствора, используемого для стабилизации крови при проведении коагулологических тестов. Состав: 3-х замещенный, 5,5-водный, 38%-ый раствор (1,1 М) натрия лимоннокислого (цитрата).	Не менее 6 флаконов по 10 мл в упаковке	упак.	6

83.	Реагент для ПВ и фибриногена	Реагент содержит recombinantный человеческий тканевой фактор, связанный с высокоочищенными синтетическими фосфолипидами, кальция хлорид, буфер и консервант. Реагент полностью соответствует по своей чувствительности международному стандарту ВОЗ. Тест основан на превращении фибриногена в фибрин и формировании сгустка под воздействием тканевого фактора и кальция хлорида. Тест обладает высокой чувствительностью к дефицитам факторов свёртываемости II, V, VII, X и может использоваться для мониторинга концентрации ОАК (оральных антикоагулянтов). Тест предназначен для количественного определения протромбинового времени, расчётного фибриногена (методом добавления избытка тромбина) и Международного Нормализованного Отношения (МНО). Состав: recombinantный человеческий тканевой фактор (лиофилизированный); разбавитель (жидкий, готовый к использованию). Совместимость с автоматическим коагулометрическим анализатором для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 700.	Тканевой фактор: не менее 5 флаконов по 20 мл; разбавитель: не менее 5 флаконов по 20 мл; не менее 935 тестов в наборе	набор	1
84.	АЧТВ реагент с синтетическими фосфолипидами	Реагент содержит кристаллический кремний в качестве активатора и синтетические фосфолипиды. Тест основан на стимуляции образования активированного XII фактора путём создания поверхности для активации кининогена, калликреина и фактора XII. Активация фактора происходит при температуре 37°C. После этого добавляется кальция хлорид для дальнейшей реакции и образования сгустка. Фосфолипиды в реагенте необходимы для создания комплексов, активирующих II и X факторы. Тест обладает высокой чувствительностью к дефицитам факторов свёртываемости I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII и может использоваться для диагностики заболеваний печени, дефицита витамина K, выявления присутствия гепарина в образцах, волчаночных антикоагулянтов и прочих ингибиторов. Состав: АЧТВ реагент, содержащий коллоидный раствор кремния и синтетические фосфолипиды; кальция хлорид концентрацией 0,025 моль/л. Совместимость с автоматическим коагулометрическим анализатором для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 700.	АЧТВ реагент: не менее 5 флаконов по 9 мл; кальция хлорид: не менее 5 флаконов по 8; не менее 720 тестов в наборе	набор	1
85.	Фибриноген	Реагент содержит высокоочищенный бычий тромбин. Тест основан на инкубации образца плазмы с избытком тромбина (метод Клаусса). В ходе инкубации при температуре 37°C происходит конвертация свободного фибриногена в нерастворимый фибрин и образование сгустка. Исходная концентрация фибриногена имеет зависимость от времени образования сгустка и рассчитывается по калибровочной кривой. Тест предназначен для выявления количественного дефицита фибриногена, являющегося маркёром различных заболеваний и состояний, в частности, ДВС-синдром, заболеваний печени, воспалительные и онкологические заболевания. Состав: бычий тромбин концентрацией 35 Ед/фл (лиофилизированный). Совместимость с автоматическим коагулометрическим анализатором для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 700.	Не менее 10 флаконов по 5 мл; не менее 840 тестов в упаковке	упак.	1
86.	Тромбиновое время	Тест применяется для выявления ДВС-синдрома, мониторинга антикоагулянтной и фибринолитической терапии, а также выявления присутствия ПДФ, наследственных или приобретённых качественных или количественных дефицитов фибриногена, усиленного фибринолиза. Тест основан на превращении фибриногена в фибрин путём добавления в образец плазмы избытка очищенного бычьего тромбина в концентрации 3 Ед/мл. Результат измеряется в секундах и отражает время образования сгустка в реакционной кювете. Состав: бычий тромбин концентрацией 15 Ед/фл	Бычий тромбин: не менее 4 флаконов по 8 мл; буфер: не менее 1 флакона по 9 мл; не менее 208 тестов в наборе	набор	1

		(лиофилизированный); буфер (жидкий, готовый к использованию). Совместимость с автоматическим коагулометрическим анализатором для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 700.			
87.	Субстрат	Для проведения иммунохимической реакции. Содержит: буфер, флуоресцирующее вещество, сурфактант. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 4 флаконов по 130 мл в упаковке	упак.	4
88.	Промывочный буфер	Для промывки системы. Содержит: ТРИС буфер, сурфактант, 0,1% азид натрия, 0,1% ПроКлин 300. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 4 канистр по 1950 мл в упаковке	упак.	12
89.	КОНТРАД 70	Промывочный раствор для пробоотборника. Водный раствор гидроксида К, анионные и неионные сурфактанты. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 1 литра в упаковке	упак.	1
90.	Цитранокс	Для очистки пробоотборника, аспираторов и дозаторов реагентов иммунохимического анализатора. Смесь лимонной кислоты, анионных и неионных сурфактантов и алканоламинов. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 1 галлона в упаковке	упак.	1
91.	Проверочный раствор	Для проверки системы. Содержит: щелочную фосфатазу, 1% раствор альбумина бычьей сыворотки, 0,25% ПроКлин 300, 0,1% азида натрия. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 6 флаконов по 4 мл в упаковке	упак.	1
92.	Тиреотропный гормон (ТТГ), реагент	Для количественного определения концентраций человеческого тиреотропного гормона щитовидной железы в человеческой сыворотке и плазме. Состав: Реагент 1a: парамагнитные частицы, покрытые комплексами козы антимышинные IgG; мышинные моноклональные анти-чТТГ, взвешенные в буферизованном физиологическом растворе ТРИС, с сурфактантом, альбумином бычьей сыворотки; Реагент 1b: Буферизованный физиологический раствор ТРИС с сурфактантом, альбумином бычьей сыворотки, белком (мышинный, козий); реагент 1c: конъюгат мышинного анти-чТТГ со щелочной фосфатазой (бычьей) в буферизованном физиологическом растворе ТРИС, с сурфактантом, альбумин бычьей сыворотки, белком (мышинным); реагент 1d: конъюгат мышинного анти-чТТГ со щелочной фосфатазой (бычьей) в буферизованном физиологическом растворе ТРИС, с сурфактантом, альбумин бычьей сыворотки, белком (мышинным). Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 2 картриджей по 100 тестов каждый в упаковке	упак.	5
93.	Тиреотропный гормон (ТТГ), калибраторы	Для калибровки анализа количественного определения концентрации тиреотропного гормона в человеческой сыворотке и плазме. Состав: калибратор S0: буферизованная матрица альбумина бычьей сыворотки с сурфактантом: калибраторы S1, S2, S3, S4, S5: ТТГ в буферизованной матрице альбумина бычьей сыворотки с сурфактантом в известных концентрациях. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 6 флаконов по 2,5 мл	набор	1
94.	Свободный тироксин Т4, реагент	Для количественного определения концентраций свободного тироксина в человеческой сыворотке и плазме (гепаринизированной). Состав: реагент 1a: Парамагнитные частицы покрытые стрептавидином в буфере ТРИС с белком (птичьим), сурфактантом, 0,125% NaN3 и 0,125% ПроКлин 300; реагент 1b: Буферизованный раствор ТРИС с белком (птичьим), сурфактантом, 0,1% NaN3 и 0,1% ПроКлин 300; реагент 1c: Буферизованный раствор ТРИС с белком (птичьим), сурфактантом, 0,125% NaN3 и 0,125% ПроКлин 300; реагент 1d: Конъюгат трийодтиронина со щелочной фосфатазой (бычьей) в буферизованном растворе ТРИС с белком (птичьим), сурфактантом. 0,1% NaN3 и 0,1% ПроКлин 300; реагент 1e: Мышинные моноклональные антитела к тироксину (Т4), связанные с биотином в буферизованном растворе ТРИС с белком	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	7

		(птичий и мышиный), сурфактантом, 0,125% NaN3 и 0,125% ПроКлин 300. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2			
95.	Свободный тироксин T4, калибраторы	Калибратор показателей теста количественного определения концентраций свободного тироксина методом иммунного анализа. Состав: калибратор S0: человеческая сыворотка с 0,1% азида натрия и 0,5% ПроКлин 300. Содержит 0,0 нг/дл (0,0 пмоль/л) тироксина; калибраторы S1, S2, S3, S4, S5: Свободный тироксин в человеческой сыворотке в концентрациях 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 и 6,0 нг/дл с 0,1% азида натрия и 0,5% ПроКлин 300; 1 калибровочная карта. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 6 флаконов по 2,5 мл	набор	1
96.	Свободный трийодтиронин T3, реагент	Для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина в человеческой сыворотке и плазме человека. Состав: реактив 1a: Парамагнитные частицы, покрытые стрептавидином в буфере Трис с белком (птичьим), сурфактантом, 0,1% NaN3 и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1b: Буфер МЕС и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1c: Биотинилизованный аналог T3 в физиологическом растворе Трис с белком (птичьим), сурфактантом, 0,1% NaN3 и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1d: буферизованный раствор Трис, содержащий животный белок (козий, бычий, птичий), сурфактант, 0,1% NaN3 и 0,5% ПроКлин 300; реактив 1e: Конъюгат моноклональных антител со щелочной фосфатазой в буфере с белком (птичьим), сурфактантом, 0,1% NaN3 и 0,1% ПроКлин 300. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	2
97.	Свободный трийодтиронин T3, калибраторы	Для калибровки анализа свободного трийодтиронина в человеческой сыворотке и плазме. Состав: 1 флакон: Буфер ГЕПЕС, белок (бычий), сурфактант, 0,1% NaN3 и 0,5% ПроКлин 300; 5 флаконов: Буфер ГЕПЕС, белок (бычий), сурфактант, T3, 0,1% NaN3 и 0,5% ПроКлин 300; 1 калибровочная карта. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 6 флаконов по 2,5 мл	набор	1
98.	Пролактин, реагент	Для количественного определения концентраций пролактина (ПРЛ) в человеческой сыворотке и плазме (гепаринизированной). Состав: реактив 1a: Парамагнитные частицы, покрытые комплексами козьих антимышинных IgG с мышиными моноклональными антителами к пролактину, взвешенные в буферизованном физиологическом растворе ТРИС, с альбумином бычьей сыворотки, сурфактантом, 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1b: конъюгат козьих антител к пролактину со щелочной фосфатазой (бычьей) в буферизованном физиологическом растворе ТРИС, сурфактант, альбумин бычьей сыворотки с белком (козьим), 0,2% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	3
99.	Тестостерон, реагент	Для количественного определения концентрации общего тестостерона в человеческой сыворотке и плазме. Состав: реактив 1a: парамагнитные частицы, покрытые козьими антимышинными IgG, конъюгат тестостерона со щелочной фосфатазой с альбумином бычьей сыворотки. 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1b: раствор для обработки проб, 0,1% азида натрия; реактив 1c: Моноклональные антитела к тестостерону (мышинные), белок (бычий) сывороточный альбумин, мышиный, козий). 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	15
100.	Тестостерон, калибраторы	Калибратор показателей теста количественного определения концентрации общего тестостерона методом иммунного анализа. Состав: калибратор S0: Буферизированная	Не менее 6 флаконов по 2,5 мл	набор	1

		матрица альбумина бычьей сыворотки, 0,5% ПроКлин 300 и 0,1% азида натрия; калибраторы S1, S2, S3, S4, S5: Матрица альбумина бычьей сыворотки с 0,5% ПроКлин 300 и 0,1% азида натрия, а также 0,5, 1,5, 4,0, 8,0, 16,0 нг/мл (1,7, 5,2, 13,9, 27,8 и 55,5 нмоль/л) тестостерона; 1 калибровочная карта. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2			
101.	Кортизол, реагент	Для количественного определения кортизола в сыворотке, плазме и моче человека методом иммунного анализа. Состав: реактив 1a: конъюгат кортизола со щелочной фосфатазой (бычьей) и парамагнитные частицы, покрытые козым антикортицим IgG в буферизованном физиологическом растворе ТРИС, с сурфактантом, матрицей альбумина бычьей сыворотки; реактив 1b: кроличья антисыворотка к кортизолу в буферизованном физиологическом растворе ТРИС, с сурфактантом, матрицей альбумина бычьей сыворотки. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	15
102.	Кортизол, калибраторы	Для калибровки системы перед проведением теста количественного определения кортизола в сыворотке, плазме и моче человека методом иммунного анализа. Состав: калибратор S0: человеческая сыворотка, 0,1% азида натрия, 0,5% ПроКлин 300; калибраторы S1, S2, S3, S4, S5: кортизол (очищенное химическое вещество) в человеческой сыворотке в концентрациях 2, 5, 10, 25 и 60 мкг/дл (55, 138, 276, 690 и 1655 нмоль/л), 0,1% азида натрия, 0,5% ПроКлин 300; 1 калибровочная карта. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2.	Не менее 6 флаконов по 4 мл	набор	1
103.	Простатический специфический антиген, реагент	Предназначен для количественного определения простатического специфического антигена в сыворотке человека методом иммунного анализа. Состав: реактив 1a: парамагнитные частицы, покрытые мышиными моноклональными антителами к ПСА, взвешенные в буферизованном физиологическом растворе ТРИС, с сурфактантом, альбумином бычьей сыворотки, 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1b: Конъюгат мышиных моноклональных антител к ПСА со щелочной фосфатазой (бычьей), разведенный в фосфатном буферизованном физиологическом растворе с сурфактантом, альбумин бычьей сыворотки, белок (мышинный), 0,1% азида натрия и 0,25% ПроКлин 300. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	2
104.	Антиген СА 125, реагент	Для количественного определения концентраций антигена СА 125 в человеческой сыворотке и плазме методом иммунного анализа. Состав: реактив 1a: Парамагнитные частицы, покрытые козыми анти-биотиновыми антителами, биотинилированные мышиные моноклональные антитела к антигену СА 125, альбумин бычьей сыворотки, 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1b: конъюгат мышиных моноклональных антител к СА 125 со щелочной фосфатазой (бычьей), альбумин бычьей сыворотки, 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1c: буферизованный белковый раствор (бычий, козий, мышинный), 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	6
105.	Фолат/Фолат эритроцитов, реагент	Для количественного определения концентрации фоллиевой кислоты в человеческой сыворотке и плазме (гепаринизированной) или в эритроцитах. Состав: реактив 1a: мышиные моноклональные антитела к фолатсвязывающему белку, парамагнитные частицы, покрытые анти-мышинным IgG, буфер, альбумин человеческой сыворотки и 0,1% ПроКлин 300. Реактив 1b: 1.0М аскорбат. 0.05N HCl. pH 5.5; реактив 1c: молочный фолат, связывающий белок (бычий) в буфере и 0,1% ПроКлин 300; Реактив 1d: конъюгат фоллиевой кислоты со щелочной фосфатазой (бычьей) в буфере, и 0,1%	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	Упак.	1

		ПроКлин 300; реактив 1e: 0,6М ортофосфата калия. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2			
106.	Фолат/Фолат эритроцитов, калибраторы	Для калибровки анализа количественного определения концентраций фолевой кислоты в человеческой сыворотке и плазме (гепаринизированной) и в эритроцитах. Состав: калибратор S0: буферизированная матрица с альбумином человеческой сыворотки, сурфактант, 0,1% азида натрия и 0,25% ПроКлин 300, содержит 0,0 нг/мл (нмоль/л) фолата; калибраторы S1, S2, S3, S4, S5: фолат (птероилглутаминовая кислота) в буферизированной матрице в концентрациях 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 и 20,0 нг/мл (2,3, 5,7, 11,3, 22,7 и 45,3 нмоль/л), с альбумином человеческой сыворотки, сурфактантом, 0,1% азида натрия и 0,25% ПроКлин 300; 1 калибровочная карта. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 6 флаконов по 4 мл	набор	1
107.	Ферритин, реагент	Для количественного определения концентрации ферритина в человеческой сыворотке и плазме (гепаринизированной). Состав: реактив 1a: парамагнитные частицы, покрытые комплексами козий IgG против мыши - мышинное моноклональное антитело к ферритину, взвешенные в буферизированном физиологическом растворе ТРИС, с сурфактантом, альбумином бычьей сыворотки, 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300; реактив 1b: конъюгат козьих антител к ферритину с щелочной фосфатазой (бычьей) в буферизированном физиологическом растворе ТРИС, с сурфактантом, альбумином бычьей сыворотки, белком (козьям, мышинным), 0,1% азида натрия и 0,1% ПроКлин 300. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	1
108.	Витамин B12, реагент	Для количественного определения концентрации витамина B12 в человеческой сыворотке и плазме (гепаринизированной). Состав: реактив 1a: парамагнитные частицы, покрытые козьим антимышинным IgG: комплексы мышинных моноклональных антител к внутреннему фактору, буферизированный физиологический раствор ТРИС, сурфактант, альбумин бычьей сыворотки, 0,1% азида натрия и 0,1% Пролин 300; реактив 1b: буфер бората с сурфактантом, кобинамид и 0,1% азида натрия; реактив 1c: конъюгат свиной внутренней фактор-щелочная фосфатаза (бычья) в буферизированном физиологическом растворе ТРИС, сурфактант, альбумин человеческой сыворотки, 0,1% азида натрия и 0,25% ПроКлин 300; реактив 1d: 0,5N раствор гидроксида натрия с 0,005% щелочного цианида; реактив 1e: 0,02% раствор уксусной кислоты с дитиотреитом. Совместимость с системой иммунохимического анализа Access 2.	Не менее 2 картриджей по 50 тестов каждый в упаковке	упак.	1
109.	Набор реагентов для качественного определения антител к Syphilis TP	Для качественного определения антител к Syphilis TP иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека. Состав: микрочастицы, конъюгат, разбавитель теста. Картридж содержит все необходимые реагенты для проведения хемилюминесцентного анализа. Совместимость с анализатором иммунохимическим Alinity i.	Не менее 2 картриджей по 600 тестов в упаковке	упак.	1
110.	Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител к Syphilis TP	Для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител к Syphilis TP иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека. Состав: положительный и отрицательный контроли. Совместимость с анализатором иммунохимическим Alinity i.	Не менее 2 флаконов по 8 мл	набор	2
111.	Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител к Syphilis	Для обеспечения правильности качественного определения антител к Syphilis TP иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека. Состав: рекальцинированная плазма крови человека (инактивированной), реактивная на анти-	Не менее 1 флакона по 3 мл	флак.	1

ТР	ТР	ТР. Совместимость с анализатором иммунохимическим Alinity i.		
112.	Набор реагентов для одновременного качественного определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2	Для одновременного качественного определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека. Состав: микрочастицы, конъюгат, разбавитель теста. Картридж содержит все необходимые реагенты для проведения хемилюминесцентного анализа. Совместимость с анализатором иммунохимическим Alinity i.	Не менее 2 картриджей по 600 тестов в упаковке	у пак. 3
113.	Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности одновременного качественного определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2	Для подтверждения воспроизводимости и правильности одновременного качественного определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека. Состав: отрицательный контроль, положительный контроль 1 реактивный на анти-ВИЧ1, положительный контроль 2 реактивный на анти-ВИЧ2, положительный контроль 3-очисленный вирусный лизат ВИЧ. Совместимость с анализатором иммунохимическим Alinity i.	Не менее 4 флаконов по 8 мл	набор 1
114.	Калибратор для обеспечения правильности одновременного качественного определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2	Для обеспечения правильности одновременного качественного определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека. Содержит очищенный вирусный лизат ВИЧ. Совместимость с анализатором иммунохимическим Alinity i.	Не менее 1 флакона по 3 мл	флак. 1
115.	Набор реагентов для количественного определения кортизола	Для количественного определения кортизола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека. Состав: микрочастицы, конъюгат, дополнительный промывающий буфер. Картридж содержит все необходимые реагенты для проведения хемилюминесцентного анализа. Совместимость с анализатором иммунохимическим Alinity i.	Не менее 2 картриджей по 100 тестов в упаковке	у пак. 1
116.	Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения кортизола	Для обеспечения правильности количественного определения кортизола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека. Совместимость с анализатором иммунохимическим Alinity i.	Не менее 6 флаконов по 3 мл	набор 1
117.	Материал контрольный	Контрольный материал, уровень I, II, III предназначен для контроля определения анализов иммунохимическими методами. Оцениваемые параметры: 11-деоксикортизол, 17-ОН-прогестерон, 25-ОН-витамин D, ацетаминофен, АКГГ, альфафетопротеин (АФП), альдостерон, амикацин, амиодарон, амитриптилин, андростендион, ангиотензин I, антитела к тиреоглобулину, антитела к тиреоидной пероксидазе, кофеин, кальцитонин, карбамазепин свободный, раковомэмбриональный антиген (РЭА), хлорамфеникол, кортизол, С-пептид, циклоспорин, дезипрамин, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэпиандростеронсульфат (ДГЭА-С), дигоксин, дизопирамид, эстрадиол, эстриол свободный, эстрогены общие, этосуксимид, ферритин, флекаинид, фолат, фруктозамин, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), гастрин, гентамицин, глюкагон, хорионический гонадотропин (ХГЧ), свободная бета-субъединица ХГЧ, гормон роста, IgA, IgE, IgG, М. имипрамин, иммуноореактивный трипсиноген, инсулин, железо, лютеинизирующий гормон (ЛГ), лидокаин, литий, НАПА, нетямицин, норэпинефрин, простатическая кислота фосфатаза, фенобарбитал, фенитоин, фенитоин свободный, пиримидон, прокаинамид, прогестерон, пролактин, пропанолол, простатаспецифический антиген (ПСА), ПСА свободный, паратиреоидный гормон, хинин, салицилат, сексостероидсвязывающий глобулин, соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста I), трийодтиронин свободный (Т3)	Не менее 12 флаконов по 5 мл	набор 1

		свободный), триодтиронин общий (Т3), тироксинсвязывающая способность, тироксин свободный (Т4 свободный), тироксин общий (Т4), тироксинсвязывающий глобулин, тестостерон, тестостерон свободный, теofilлин, тиреоглобулин, общая железосвязывающая способность, тобрамицин, тиреотропный гормон (ТТГ), вальпроевая кислота, вальпроевая кислота свободная, ванкомицин, витамин В12. Матрикс контрольного образца: на основе лиофилизированной человеческой сыворотки. Диапазон контролей: 3 уровня.		
118.	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> .	Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> . Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)- 85 минут. Рабочее разведение исследуемого образца- 100 раз. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп- реагент) для других ИФА-наборов лота.	Не менее 96 тестов	набор 2
119.	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса M к <i>Toxoplasma gondii</i>	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к <i>Toxoplasma gondii</i> методом "захвата" в сыворотке (плазме) крови. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)- 85 минут. Рабочее разведение исследуемого образца- 100 раз. Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп- реагент) для других ИФА-наборов лота.	Не менее 96 тестов	набор 2
120.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу	Выявление иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови методом ИФА. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)- 85 минут. Рабочее разведение исследуемого образца- 100 раз. Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп- реагент) для других ИФА-наборов лота.	Не менее 96 тестов	набор 10
121.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу	Выявление иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови методом ИФА. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)- 85 минут. Рабочее разведение исследуемого образца- 100 раз. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Возможность использования контрольных образцов, конъюгата и раствора ТМБ после вскрытия флаконов в течение всего срока годности набора.	Не менее 96 тестов	набор 10
122.	Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона	Принцип анализа - одностадийный "сэндвич" вариант, твердофазный иммуноферментный анализ. Метод ИФА анализа – количественный. Образец для анализа: сыворотка, плазма крови. Объем исследуемого образца: 50 мкл. Температура инкубации + 37°C. Без шейкерования. Общее время инкубации 75 минут. Диапазон выявления концентраций 0-20 мМЕ/л. Чувствительность 0,04 мМЕ/л. Калибровочные пробы: 6 калибровочных проб на основе фосфатного буфера (pH 7.2-7.4), содержащие известные количества тиреотропного гормона. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тиреотропного гормона, готова к использованию. Конъюгат готов к использованию. Хромогенный субстрат - раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к использованию. Концентрат отмывочного раствора 21-х кратный. Цветовая индикация внесения	Не менее 96 тестов	набор 11

		реактивов в лунку. Бумага для заклеивания планшета.			
123.	Набор реактивов для иммуноферментного определения свободного тироксина	Принцип анализа - одностадийный "сэндвич" вариант, твердофазный иммуноферментный анализ. Метод ИФА анализа – количественный. Образец для анализа: сыворотка, плазма крови. Объем исследуемого образца: 25 мкл. Диапазон выявления концентраций 5-100 пмоль/л. Чувствительность 1,5 пмоль/л. Калибровочные пробы: 6 калибровочных проб на основе фосфатного буфера, содержащие известные количества свободного тироксина. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного тироксина, готова к использованию. Конъюгат готов к использованию. Хромогенный субстрат - раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к использованию. Концентрат отмывочного раствора 21-х кратный. Цветовая индикация внесения реактивов в лунку. Бумага для заклеивания планшета.	Не менее 96 тестов	набор	11
124.	Набор реактивов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина	Принцип анализа - одностадийный "сэндвич" вариант, твердофазный иммуноферментный анализ. Метод ИФА анализа – количественный. Образец для анализа: сыворотка, плазма крови. Объем исследуемого образца: 50 мкл. Диапазон выявления концентраций 2,5-40 пмоль/л. Чувствительность 1,5 пмоль/л. Калибровочные пробы: 6 калибровочных проб на основе фосфатного буфера, содержащие известные количества свободного трийодтиронина. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного трийодтиронина, готова к использованию. Конъюгат готов к использованию. Хромогенный субстрат - раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к использованию. Концентрат отмывочного раствора 21-х кратный. Цветовая индикация внесения реактивов в лунку. Бумага для заклеивания планшета.	Не менее 96 тестов	набор	10
125.	Набор реактивов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе	Метод ИФА анализа – количественный. Образец для анализа: сыворотка, плазма крови. Объем исследуемого образца: 100 мкл. Диапазон выявления концентраций 30 - 1000 кМЕ/л. Чувствительность 10 кМЕ/л. Калибровочные пробы: 5 калибровочных проб.	Не менее 96 тестов	набор	10
126.	Набор реактивов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона	Набор реактивов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0- 60 нмоль/л. Состав набора: планшет разборный; калибровочные пробы- 6 флаконов; контрольный образец; конъюгат тироксина с пероксидазой хрена, готовый для использования; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином; раствор тетраметилбензида; стоп- реагент, готовый для использования; пленка для заклеивания планшета; пластиковая ванночка для реактивов; наконечники для пипетки. Взаимозаменяемость неспецифических реактивов (промывочный раствор, стоп- реагент) для других ИФА-наборов лота	Не менее 96 тестов	набор	12
127.	Набор реактивов для иммуноферментного определения кортизола	Для количественного определения концентрации кортизола в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: планшет; калибровочные пробы- 6 штук; конъюгат, готов к использованию; контрольная сыворотка	Не менее 96 тестов	набор	12
128.	Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к возбудителю сифилиса	Микропланшет стрипированный. Объем исследуемого образца 15 мкл. Материал для исследования: сыворотка, плазма крови, ликвор. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - 2,0 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - 2,0 мл. Наличие промывочного раствора	Не менее 96 тестов	набор	16

		(концентрат) - 50,0 мл. Наличие стоп- реагента 12,0 мл. Стабильность рабочего промывочного раствора 20 суток. Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора конъюгата 10 часов. Срок хранения иммуносорбента после первого вскрытия 4 месяца. Возможность определения титра по коэффициенту позитивности и по калибровочному графику			
129.	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения пролактина	Принцип анализа - одностадийный "сэндвич" иммуноферментный анализ. Инкубация при температуре +37 град. С без шейкирования. Общее время инкубации 75 минут. Регистратия ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Чувствительность 10 мМЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 10-2000мМЕ/л. Формат планшета 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок. Хромогенный субстрат - раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению(11 мл). Калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества пролактина - 0; 100; 200; 1000; 2000 мМЕ/л, лиофилизированные (калибровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл, остальные – по 0.8 мл каждая). Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина, лиофилизированная (0.8 мл). Концентрат отмывочного раствора, 21х-кратный (22 мл). Конъюгат, готов к использованию (11мл). Стоп- реагент, готов к использованию (11 мл)	Не менее 96 тестов	набор	10
130.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1	Для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 в сыворотке (плазме) крови. Числовое значение чувствительности р24 (ВИЧ-1) при условии инкубации в термостате- 10 пг/мл. Наличие протокола использования набора в термостате. Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов. Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп- реагент) для других ИФА-наборов лота.	Не менее 192 тестов в наборе	набор	62
131.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1	Для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке (плазме) крови с использованием автоматических ИФА анализаторов. Метод: «сэндвич»-вариант ИФА. Чувствительность р24 (ВИЧ-1) 10 пг/мл. Объем исследуемого образца - 70 мкл. В комплектации: пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, ванночки для реагентов, наконечники для пипеток, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, стоп- реагента. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения.	Не менее 192 тестов	набор	5
132.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg	Чувствительность 0,01 нг/мл. Одностадийная постановка с однократным внесением конъюгата. не требуется предварительная промывка планшета.	Не менее 96 тестов	набор	2
133.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител классов G и M к вирусу гепатита С	Для выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов.	Не менее 96 тестов в наборе	набор	2
134.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В	Для выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови методом непрямого иммуноферментного анализа. Наличие: пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп- реагент. Готовые однокомпонентные контрольные растворы, конъюгат и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Цветовая маркировка компонентов и флаконов.	Не менее 96 тестов	набор	15

135.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соге-антигену В	Для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соге-антигену вируса гепатита В методом твердофазного иммуноферментного анализа. Наличие: пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагента. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Цветовая маркировка компонентов и флаконов.	Не менее 96 тестов	набор	15
136.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови	Числовое значение чувствительности- 0,1 нг/мл. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)- 75 минут. Дробное использование набора в течение всего срока годности.	Не менее 96 тестов	набор	8
137.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА- 125	Для количественного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: планшет разборный (12 восьмилучных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности моноклональными антителами к СА-125 человека; калибровочные пробы- 6 флаконов; контрольный образец с известным содержанием СА-125, готовый для использования; конъюгат моноклональных антител к СА-125 с пероксидазой хрена, готовый для использования; раствор для разведения сывороток; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином; раствор тетраметилбензида; стоп-реагент; пленка для заклеивания планшета; пластиковая ванночка для реагентов; наконечники для пипеток.	Не менее 96 тестов	набор	6
138.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum	Для одностадийного иммуноферментного выявления суммарных антител (IgM, IgG, IgA) к возбудителю сифилиса Treponema pallidum. Исследуемые образцы: сыворотка (плазма) крови, ликвор, объемом- 10 мкл. В комплектации набора: пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Цветовая маркировка компонентов и флаконов.	Не менее 96 тестов в наборе	набор	2
139.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 методом ИФА	Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)- 105 минут. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации). Возможность спектрофотометрического контроля внесения конъюгатов в лунки с сывороткой (плазмой) крови. Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов. Совместимость с автоматическим анализатором Чароит.	Не менее 96 тестов	набор	100
140.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С	Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)- 90 минут. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации). Возможность спектрофотометрического контроля внесения конъюгатов в лунки с сывороткой (плазмой) крови. Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов. Совместимость с автоматическим анализатором Чароит.	Не менее 96 тестов	набор	5
141.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. Конъюгат - рекомбинантные антигены Treponema pallidum, меченные пероксидазой. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)- 86 минут. Количество иммунологических стадий при использовании набора- 1. Инкубация с ТМБ при комнатной температуре, без использования термостата. Отсутствие серой зоны при интерпретации результатов. Совместимость с	Не менее 96 тестов	набор	5

		автоматическим анализатором Чароит.			
142.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg	Количество иммунологических стадий при использовании набора- 1. Количество иммунологических стадий при использовании набора- 2. Числовое значение чувствительности- 0,05 МЕ/мл. МЕ/мл- 1. Возможность проведения инкубаций без накрывания планшета пленкой (крышкой). Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп-реагент) для других ИФА-наборов лота. Совместимость с автоматическим анализатором Чароит.	Не менее 96 тестов	набор	10
143.	Тест-система для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 и антигена р-24 вируса иммунодефицита человека	Для иммуноферментного анализа для выявления ВИЧ-антигена р-24 и антител к ВИЧ-1 (включая группы М и О) и ВИЧ-2 в человеческой сыворотке и плазме. Может быть использован для скрининга по ВИЧ-антигену и анти-ВИЧ-антителам. Состав набора: микропланшет: 12 стрипов по 8 лунок, сорбированных смесью моноклональных АГ к р-24 ВИЧ-1 (мышинными) и очищенных ВИЧ-1 и ВИЧ-2-антигенов; промывочный раствор; отрицательный контрольный образец; положительный на ВИЧ-антитела контрольный образец; контрольный образец ВИЧ-1-антигена; конъюгат 1; конъюгат 2; раствор для разведения конъюгата 2; субстратный раствор; хромоген; стоп-раствор. Минимальная определяемая концентрация ВИЧ1 антигена- 13,6 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) 8,1 %. Объем исследуемого образца- 80 мкл. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре pH образца. Наборы адаптированы к автоматическому иммуноферментному анализатору, позволяя осуществлять автоматизированное выполнение всех этапов ИФА в соответствии с инструкцией к набору, включая автоматизированное распознавание информации о реагентах и их положении на борту анализатора и автоматизированное внесение реагентов по штрих-коду. Объем и форма первичных флаконов с реагентами (конъюгатом, контролями, субстратным раствором, стоп-реагентом) позволяют использовать их в автоматическом ИФА-анализаторе без переноса во вторичные флаконы.	Не мене 480 тестов в наборе	набор	27
144.	Набор реагентов для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке и плазме крови человека	Количество анализируемого образца- 75 мкл. Минимальная определяемая концентрация ВИЧ 1 антигена (p24)- 10 пг/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров- 99,9%. Готовый к применению контрольный образец антигена ВИЧ-1. Готовый к применению контрольный образец антител. Готовый к применению контрольный отрицательный образец. Субстратный буфер - 100 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - 7 мл. Промывочный раствор (концентрат) - 220 мл. Стоп-реагент- 80 мл. Возможность ручной и автоматической постановки анализа на анализаторах открытого типа.	Не менее 480 тестов в наборе	набор	25
145.	Тест-система иммуноферментная для выявления (подтверждения) антигена р24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1)	Минимальная определяемая концентрация ВИЧ-1 антигена- 8 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте- 99,5%. Стабильность приготовленного промывочного раствора- 2 недели; рабочего раствора конъюгата при комнатной температуре- 12 часов; рабочего раствора хромогена при комнатной температуре- 6 часов. Возможность ручной и автоматической постановки анализа на анализаторах открытого типа.	Не мене 96 тестов в наборе	набор	17
146.	Набор реагентов для подтверждения наличия	Для подтверждения наличия антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом иммунного блоттинга (в формате линейного иммуноанализа). Наличие	Не менее 24 тестов в наборе	набор	40

	антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом иммунного блоттинга	тест-полосок с нанесенными на них в виде линий рекомбинантными антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (env, gag, pol) и контрольными линиями. Инкубация стрипов с контрольными и образцами в кюветах (лотках) под пленкой. Наличие пленки для заклеивания кювет (лотков) в наборе. Конъюгат – антитела к IgG человека, конъюгированные со щелочной фосфатазой. Объем исследуемого образца- 10 мкл.			
147.	Стандартная панель сывороток, содержащих антитела к ВИЧ 1 типа	Сыворотки инaktivированные, лиофилизированные, содержащие антитела к ВИЧ-1 типа в различных концентрациях. Срок годности восстановленных образцов сывороток при диапазоне температур 2-8°C- 1 месяц и при температуре не выше минус 20°C- 6 месяцев. Возможность трехкратного замораживания и оттаивания сывороток	Не менее 16 флаконов с лиофилизированными образцами	набор	2
148.	Тест-система иммуноферментная для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В	Микропланшет стрипированный, делимый до лунки. Минимальная определяемая концентрация HBsAg- 0,05 ME/мл. Специфичность при обследовании 5000 доноров- 99,8%. Стабильность (срок хранения) приготовленных реагентов: конъюгата- 8 часов, субстратной смеси- 6 часов при комнатной температуре. Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента- 14 суток.	Не менее 48 тестов в наборе	набор	4
149.	Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	для подтверждения наличия антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С. Расположение белков core и смеси белков NS – вертикальное, каждая группа белков на отдельном стрипе. Диагностическая чувствительность- 100%. Специфичность, оцененная на образцах сывороток доноров- 99,5%. Стабильность (срок хранения) промывочного раствора- 4 недели. Стабильность (срок хранения) рабочего раствора конъюгата- 12 часов. Стабильность (срок хранения) субстратной смеси- 10 часов.	Не менее 48 тестов в наборе	набор	6
150.	Ламина	Для гидродинамического позиционирования потока образцов в измерительной ячейке анализатора, а также обеспечения ламинарного течения посредством очистки всего гидравлического тракта анализатора, представляет собой смесь хлорида натрия, карбоната калия в воде. Совместимость с автоматическим анализатором микроскопии мочи IQ 200.	Не менее 2 канистр по 7 л в упаковке	упак.	2
151.	Тест-полоски	Для автоматического определения в моче: глюкоза, белок, билирубин, уробилиноген, pH, кровь, кетоновые тела, нитриты, лейкоциты, удельный вес. Наличие калибровочной области для автоматической корректировки интерференции по естественному цвету мочи. Диапазон определения: глюкоза- от 50 до 1000 мг/дл; белок- от 15 до 1000 мг/дл; билирубин- от 0,5 до 6 мг/дл; уробилиноген- от 2 до 8 мг/дл; удельный вес- от 1.000 до 1.030; pH от 5 до 9; кровь (гемоглобин) от 0,06 до 1,0 мг/дл; кетоновые тела- от 5 до 150 мг/дл; нитриты- от 0,08 до 0,5 мг/дл; лейкоциты- от 25 до 500 лейкоц./мкл. Совместимость с автоматическим анализатором мочи AUTION MAX AX 4030.	Не менее 100 штук в упаковке	упак.	50
152.	Промывающий раствор концентрированный	Концентрированный мощный раствор. компоненты: фосфат натрия, деионизированная вода. Совместимость с автоматическим анализатором мочи AUTION MAX AX 4030.	Не менее 1 канистры по 1 л	упак.	2
153.	Контроль/Фокус	Для работы на автоматическом анализаторе осадка мочи. Состав: позитивный контроль (раствор. представляющий собой смесь стабилизированных человеческих эритроцитов 0,9%, хлорида натрия, хлорида кальция и азида натрия 0,09% в воде); негативный контроль (раствор. представляющий собой смесь 2-феноксиэтанола 0,9 % и азида натрия 0,09% в воде); фокус (раствор. представляющий собой смесь стабилизированных человеческих эритроцитов 0,9%, хлорида натрия, хлорида кальция и азида натрия 0,09% в воде). Совместимость с автоматическим анализатором микроскопии мочи IQ 200.	Позитивный контроль: не менее 1 флакона по 125 мл; негативный контроль: не менее 1 флакона по 125 мл; фокус: не менее 2 флаконов по 125 мл в наборе	набор	2

154.	Тест- полоски	Для быстрого выявления билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, pH, нитрита и лейкоцитов в моче. Чувствительность: Билирубин- 0,5 мг/дл; Уробилиноген- 2 мг/дл; Кетоны- 5 мг/дл; Аскорбиновая кислота- 15 мг/дл; Глюкоза- 20 мг/дл; Белок- 10 мг/дл; Кровь- 0,015 мг/дл; Нитриты- 0,06 мг/дл; Лейкоциты- 25 лейкоцитов/мкл. Совместимость с анализатором мочи автоматическим iChem Velocity.	Не менее 100 штук в упаковке	упак.	50
155.	Контроли	Для мониторинга аналитов и систем химического анализа мочи, согласно перечню: Билирубин, Уробилиноген, Кетоны, Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Белок, Кровь, pH, Нитриты, Лейкоциты, Плотность. Стабильность в распечатанных флаконах при температуре хранения от 2 до 8°C 15 дней. Совместимость с анализатором мочи автоматическим iChem Velocity.	Не менее 9 флаконов по 100 мл в упаковке	упак.	2
156.	Мочный раствор	Буферный раствор для стандартной промывки системы химического анализа мочи. Готовый к использованию раствор, специально разработанный для системы биохимического анализа мочи iChem Velocity. Совместимость с анализатором мочи автоматическим iChem Velocity.	Не менее 2 канистр по 7 л в упаковке	упак.	2
157.	Дилуэнт	Для использования в качестве изотонического буферного разбавителя совместно с не содержащим цианид литическим агентом для подсчета и оценки размера клеток крови. Состав: Сульфат натрия- 13,73 г/л, Хлорид натрия- 1,04 г/л, Тетракаин HCL- 0,02 г/л, Имидазол- 2,85 г/л. Совместимость с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter.	Не менее 10 л	упак.	89
158.	Лизирующий раствор	Для количественного определения гемоглобина, подсчета ядросодержащих эритроцитов и подсчета, и оценки размера лейкоцитов оксигемоглобиновым методом. Состав: Соли четвертичного аммония- 5-80 г/л, Сульфит натрия- 1-5 г/л. Совместимость с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter.	Не менее 5 л	упак.	7
159.	Реагенты для дифференцировки лейкоцитов	Для разрушения эритроцитов и подготовки пробы для проведения пятичастного дифференциального анализа лейкоцитов. Состав: Реагент лизиса эритроцитов: Смачивающее вещество- 0,3-1,5 г/л, Муравьиная кислота- 1,2 мл/л; Консервант лейкоцитов: Углекислый натрий- 6 г/л, Хлорид натрия- 14,5 г/л, Сульфат натрия- 31,3 г/л. Совместимость с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter.	Не менее 1 флакона по 1900 мл; не менее 1 флакона по 850 мл в упаковке	упак.	14
160.	Промывающий реагент	Для удаления белковых отложений из апертур (отверстий для подсчета элементов крови). Содержит раствор протеолитического фермента. Совместимость с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter.	Не менее 10 л	упак.	9
161.	Контроль Латрон CP-X	Для мониторинга стабильности электрической обработки, системы измерения скорости потока жидкости, измерения объема, электропроводности и светорассеяния. Состав: суспензия полистироловых частиц в буферной среде, содержащей поверхностно-активное вещество. Совместимость с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter.	Не менее 8 пробирок по 4 мл	набор	7
162.	Контроль 6C	Для подтверждения и осуществления мониторинга достоверности показателей прибора, а также точности работы, предоставления параметров для подсчета, определения размера, определения содержания гемоглобина, подсчета NRBC и дифференцировки лейкоцитов с помощью технологии VCSn в области низких, нормальных и высоких значений. Состав: обработанные, стабилизированные человеческие эритроциты в изотонической среде; стабилизированный, соответствующий по размеру тромбоцитам, компонент и связанные эритроциты для стимуляции лейкоцитов и ядросодержащих эритроцитов. Совместимость с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter.	Не менее 9 пробирок по 3,5 мл	набор	7

163.	Калибратор S-CAL	Для преобразования электронных измерений каждого образца в точные результаты, выраженные в клинических терминах. Состав: обработанные, стабилизированные человеческие эритроциты и соответствующие по размеру тромбоцитам компоненты в изотонической среде. Зафиксированные эритроциты добавлены для симуляции лейкоцитов. Совместимость с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter.	Не менее 1 флакона по 3,3 мл	флак.	3
164.	Дилуент	Для использования в качестве изотонического буферного разбавителя совместно с лизирующим агентом, несодержащий цианида, для подсчета и оценки размера клеток крови. Состав: соли натрия- 15 г/л, стабилизаторы- 1 г/л. Совместимость с гематологическим анализатором DxH 500.	Не менее 10 л в упаковке	упак.	22
165.	Лизирующий реагент	Для лизиса эритроцитов для количественного определения гемоглобина и подсчета, определения размера и оптического измерения лейкоцитов. Не содержит цианида и используется для измерения оксигемоглобина. Состав: сапонин 0,8- 2,0 г/л; четвертичные соли аммония 0,05- 0,2 г/л; другие детергенты 0, 1- 2,0 г/л. Совместимость с гематологическим анализатором DxH 500.	Не менее 500 мл	флак.	22
166.	Чистящий агент	Для использования с теми компонентами систем серии DxH 500, которые контактируют с пробамми крови. Не содержащий азида, не содержащий формальдегида биоразлагаемый очиститель; содержит протеолитический фермент, способствующий удалению накопленных белка. состоит из эритроцитов человека, лейкоцитов млекопитающих и тромбоцитов млекопитающих, суспендированных в плазмоподобной жидкости с консервантами.	Не менее 500 мл	флак.	62
167.	Контрольный материал	Представляет собой проанализированную контрольную цельную кровь, предназначенную для мониторинга значений многопараметрических гематологических цитометров. Состоит из эритроцитов человека, лейкоцитов млекопитающих и тромбоцитов млекопитающих, суспендированных в плазмоподобной жидкости с консервантами. Для систем серии DxH500.	Не менее 6 флаконов по 2,3 мл	набор	11
168.	Калибратор	Для определения коэффициентов калибровки для систем серии DxH500 в сочетании со специфическими реагентами серии DxH 500. Состоит из лейкоцитов человека, лейкоцитов млекопитающих и тромбоцитов млекопитающих, взвешенных в плазмоподобной жидкости с консервантами.	Не менее 2 флаконов по 2 мл	набор	3
169.	Тест- эритроциты	Человеческие эритроциты для определения группы крови, в виде 5 % суспензии в буферном растворе. Эритроциты A1 агглютинируются сывороткой, содержащей антитела анти-A, эритроциты B агглютинируются сывороткой, содержащей антитела анти-B.	Не менее 3 флаконов по 10 мл	набор	3
170.	Цоликлон анти-D	Для типирования крови по антигену D системы резус.	Не менее 10 мл	флак.	1
171.	Цоликлон анти-A	Для типирования крови по антигену A по системе ABO.	Не менее 10 мл	флак.	1
172.	Цоликлон анти-B	Для типирования крови по антигену B по системе ABO.	Не менее 10 мл	флак.	1
173.	Цоликлон анти-AB	Для ABO-типирования	Не менее 10 мл	флак.	1
174.	Краситель по Романовскому	Для окраски препаратов периферической крови. Представляет собой 0,76 % раствор сухого азу-эозина по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1.	Не менее 1 л	флак.	10

175.	Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду	Представляет собой раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле.	Не менее 1 л	флак.	7
176.	Набор реагентов для качественного выявления крови в кале человека	Для выявления гемоглобина, в кале человека методом иммунохроматографического анализа. Чувствительность- гемоглобин-50 нг/мл. Состав: планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминированной с осушителем; пробирка с реагентом для разведения образца и аппликатором для отбора пробы кала.	Не менее 1 теста в наборе	набор	300
177.	Набор реагентов для окраски препаратов крови и костного мозга	Для окраски препаратов крови и костного мозга на автоматических устройствах для окраски мазков NapaTek.	Фиксатор-краситель: не менее 250 мл; Буферный раствор: не менее 50 мл; Промывочный раствор: не менее 100 мл	набор	3
178.	Набор для взятия проб на энтеробиоз по методу Рабиновича	Для взятия проб на исследование яиц гельминтов по методу Рабиновича. Комплект состоит из прозрачного плоского полистиролового шпателя в транспортном контейнере. На расстоянии 10- 15 мм от закругленного края шпателя нанесен клей. Контейнер имеет этикетку для маркировки для надежной идентификации образца в лаборатории.	Не менее 1 контейнера и 1 шпателя в комплекте	шт.	600
179.	Масло иммерсионное	Для световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40	Не менее 100 мл	флак.	4
180.	Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену	Для дифференциальной окраски и выявления принадлежности микроорганизмов	Не менее 200 определений в наборе	набор	1
181.	Набор реагентов для определения тиреотропного гормона	Состав набора: картридж с реагентами; контроль 1 - 1,5 мл; контроль 2 - 1,5 мл; лента для запечатывания картриджа с реагентами - 1 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 1 - 6 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 2 - 6 шт. Совместимость с анализатором автоматическим иммунохемилюминесцентным MAGLUMI 800.	Не менее 100 тестов в наборе	набор	6
182.	Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина	Состав набора: картридж с реагентами; материал контрольный - 1 фл.; таблица значений для контрольного материала - 1 шт.; штрих-код- 6 шт.; стикер - 3 шт.; сертификат контроля качества - 1 шт. Совместимость с анализатором автоматическим иммунохемилюминесцентным MAGLUMI 800.	Не менее 100 тестов в наборе	набор	7
183.	Набор реагентов для количественного определения пролактина	Состав набора: картридж с реагентами; контроль 1 - 1.0 мл; контроль 2 - 1.0 мл; лента для запечатывания картриджа с реагентами - 3 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 1 - 4 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 2 - 4 шт.; сертификат отдела контроля производителя - 1 шт. Совместимость с анализатором автоматическим иммунохемилюминесцентным MAGLUMI 800.	Не менее 100 тестов в наборе	набор	4
184.	Набор реагентов для количественного определения тестостерона	Состав набора: картридж с реагентами; контроль 1 - 1.0 мл; контроль 2 - 1.0 мл; лента для запечатывания картриджа с реагентами - 3 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 1 - 4 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 2 - 4 шт.; сертификат отдела контроля производителя - 1 шт. Совместимость с анализатором автоматическим иммунохемилюминесцентным MAGLUMI 800.	Не менее 100 тестов в наборе	набор	8
185.	Набор реагентов для количественного определения свободного триглицерина	Состав набора: картридж с реагентами; контроль 1 - 1.0 мл; контроль 2 - 1.0 мл; лента для запечатывания картриджа с реагентами - 3 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 1 - 4 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 2 - 4 шт.; сертификат	Не менее 50 тестов в наборе	набор	2

		отдела контроля производителя - 1 шт. Совместимость с анализатором автоматическим иммунохемилюминесцентным MAGLUMI 800.			
186.	Набор реагентов для количественного определения кортизола	Состав набора: картридж с реагентами; контроль 1 - 1,0 мл; контроль 2 - 1,0 мл; лента для запечатывания картриджа с реагентами - 3 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 1 - 4 шт.; наклейки со штрих-кодами для контроля 2 - 4 шт.; сертификат отдела контроля производителя - 1 шт. Совместимость с анализатором автоматическим иммунохемилюминесцентным MAGLUMI 800.	Не менее 100 тестов в наборе	набор	7
187.	Набор реагентов Стартер	Для запуска реакции хемилюминесценции при работе на иммунохемилюминесцентных анализаторах MAGLUMI.	Не менее 230 мл Стартер 1; не менее 230 мл Стартер 2	набор	9
188.	Концентрат для очистки	Для промывки компонентов реакции в реакционном модуле при работе на иммунохемилюминесцентных анализаторах MAGLUMI.	Не менее 714 мл	флак.	6
189.	Контроль измерений люминесценции	Для проверки правильности функционирования прибора и стартовых реагентов, для избежания ошибок данных из-за дефектов прибора или неправильно расположенных или просроченных стартовых реагентов.	Не менее 5 флаконов по 2 мл	набор	5
190.	Раствор для очистки системы пробирок	Для автоматических анализаторов MAGLUMI содержит хлорноватистый натрий.	Не менее 500 мл	флак.	7
191.	ВИЧ Аг/Ат Комбо, реагент	Для одновременного качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа и 2 типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав: микрочастицы, покрытые рекомбинантными антигенами ВИЧ-1/ВИЧ-2 и мышинными моноклональными антителами к р24 ВИЧ, в ТРИС-буферном физиологическом растворе; меченные акридином рекомбинантных антигенов ВИЧ-1/ВИЧ-2, меченных акридином синтетических пептидов ВИЧ-1/ВИЧ-2 и меченных акридином мышинных моноклональных антител к р24 ВИЧ, в фосфатном буфере с белковым (бычьим) стабилизатором и поверхностно-активным веществом; разбавитель, содержащий ТРИС-буфер. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	Микрочастицы: не менее 4 флаконов по 27 мл; конъюгат: не менее 4 флаконов по 26,3 мл; разбавитель: не менее 4 флаконов по 26,3 мл; не менее 2000 тестов в наборе	набор	20
192.	ВИЧ Аг/Ат Комбо, калибратор	Предназначен для калибровки системы при ее использовании для одновременного качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа и/или 2 типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке или плазме крови человека. Компоненты: очищенный лизат ВИЧ в ТРИС-буферном физиологическом растворе с белковым (бычьим) стабилизатором, консервант: азид натрия. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	Не менее 1 флакона по 4 мл	флак.	4
193.	ВИЧ Аг/Ат Комбо, контроль	Предназначены для оценки воспроизводимости и определения аналитических отклонений при ее использовании для одновременного качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа и/или 2 типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке или плазме крови человека. Компоненты: отрицательный контроль, положительный контроль 1 и положительный контроль 2, приготовленные в рекальфицированной плазме крови человека. Отрицательный контроль не реактивен на HBsAg, антиген и NAT ВИЧ-1, анти- HCV, антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2 и анти-HBs. Положительный контроль 1 (инактивированный) реактивен на анти-ВИЧ-1 и не реактивен на HBsAg, антиген и NAT ВИЧ-1 и анти- HCV. Положительный контроль 2 (инактивированный) реактивен на анти-ВИЧ-2 и не реактивен на HBsAg, антиген и NAT ВИЧ-1 и анти- HCV. Положительный контроль 3 представляет собой очищенный лизат ВИЧ в ТРИС-буферном физиологическом растворе с белковым (бычьим)	Не менее 4 флаконов по 8 мл в упаковке	набор	10

		стабилизатором. Консервант (во всех контролях): азид натрия. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITEST i2000sr.			
194.	HBsAg качественный II реагент	Для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав: микрочастицы, сенсibilизированных антителами к HBs (мышинными, моноклональными, IgM, IgG), в MEC-буфере с протеиновым стабилизатором; акридин-меченный конъюгат антител к HBs (мышинных, моноклональных, IgG) и антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами; дополнительный промывочный буфер. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITEST i2000sr.	Микрочастицы: не менее 4 флаконов по 27 мл; конъюгат: не менее 4 флаконов по 26,3 мл; буфер: не менее 4 флаконов по 26,3 мл; не менее 2000 тестов в наборе	набор	3
195.	HBsAg качественный II калибраторы	Для калибровки системы при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена (HBsAg) гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: калибратор 1, содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми (альбумин сыворотки бычьей крови) стабилизаторами; калибратор 2 содержит рекальцинированную плазму крови человека. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITEST i2000sr.	Не менее 2 флаконов по 4 мл в наборе	набор	2
196.	HBsAg качественный II контроль	Для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений системы при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека; положительный контроль содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad/ay) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми (альбумин сыворотки бычьей крови) стабилизаторами. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITEST i2000sr.	Не менее 2 флаконов по 8 мл в наборе	набор	5
197.	Анти-HCV реагент	Для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав: Микрочастицы, сенсibilизированные антигеном HCV; Конъюгат: акридин-меченый конъюгат мышинных антител к IgG/IgM человека в MEC-буфере; дилуэнт теста. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITEST i2000sr.	Микрочастицы: не менее 4 флаконов по 27 мл; конъюгат: не менее 4 флаконов по 26,3 мл; разбавитель: не менее 4 флаконов по 50,9 мл; не менее 2000 тестов в наборе	набор	2
198.	Анти-HCV калибратор	Для калибровки системы при качественном определении антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови человека. Приготовлен в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной), реактивен на анти-BiG C. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITEST i2000sr.	Не менее 1 флакона по 4 мл	флак.	2
199.	Анти-HCV контроли	Для верификации калибровки системы при качественном определении антител к вирусу гепатита С. Подготовлены в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной). Положительный контроль реактивен на анти-HCV. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITEST i2000sr.	Не менее 2 флаконов по 8 мл в наборе	набор	6
200.	Сифилис реагент	Для качественного определения антител к Treponema pallidum (TP) методом хмиллюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: микрочастицы, покрытые антигенами TP (E.coli, рекомбинантными) в MEC буфере, минимальная концентрация: 0,08% твердых	Микрочастицы- не менее 1 флакона по 27 мл; конъюгат- не менее 1 флакона по	набор	10

		веществ; конъюгат, содержащий меченные акридином мышиные антитела к IgG/IgM человека в MEC буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором, минимальная концентрация: анти-IgG- 26,6 нг/мл/анти-IgM- 1,34 нг/мл; разбавитель теста, содержащий MEC буфер. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	26,3 мл; разбавитель теста- не менее 1 флакона по 52,5 мл; не менее 500 тестов в одном наборе.	
201.	Сифилис, калибратор	Предназначен для калибровки анализатора при качественном определении антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека. Представляет собой рекальцинированную плазму крови человека (инактивированную), реактивную на анти-TP. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	Не менее 1 флакона по 4 мл в упаковке	4 флак.
202.	Сифилис, контроль	Предназначен для проверки калибровки анализатора при качественном определении антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека. Представляет собой рекальцинированную плазму крови человека (инактивированную), реактивную на анти-TP. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	Не менее 2 флаконов по 8 мл в упаковке	8 набор
203.	Промывающий буфер	Для промывки рабочих емкостей, ячеек и соединительных трубок анализатора. Состав: фосфатный солевой буфер с противомикробными агентами. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	Не менее 4 флаконов по 975 мл	100 упак.
204.	Раствор Триггера	Для получения хемилюминесцентной реакции, обеспечивающей конечное считывание. Содержит гидроксид натрия. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	Не менее 4 флаконов по 975 мл	28 упак.
205.	Раствор Пре- триггера	Для отщепления акридиновой метки от комплекса антиген-антитело. Состав: бидистиллированная вода, перекись водорода. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	Не менее 4 флаконов по 975 мл	14 упак.
206.	Реагент для ухода за зондом	Для обработки зонда для отбора проб после промывки гипохлоритом натрия для предотвращения неспецифического связывания аналитов в зонде. Содержит рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант. Совместимость с анализатором иммунохимическим модульным ARCHITECT i2000st.	Не менее 4 флаконов по 25 мл	4 упак.
207.	Изотонический разбавитель	Для процесса стабилизации, подсчета и дифференциации клеток крови. Содержит: хлорид натрия 4,4 г/л, сульфат натрия 9,7 г/л. Реагент должен иметь штриховой код, нанесенный в виде этикетки на упаковку с реагентом, для ввода информации о данном реагенте с помощью прилагаемого к анализатору сканера в программу MEK 6410K, 6510K.	Не менее 20 л в упаковке	6 упак.
208.	Очищающий реагент	Раствор детергента для промывки аппаратов и камер разведения, гематологического анализатора, от белковых загрязнений. Содержит полиоксэтилен тридецил эфир 0.5 г/л. Реагент должен иметь штриховой код, нанесенный в виде этикетки на упаковку с реагентом, для ввода информации о данном реагенте с помощью прилагаемого к анализатору сканера в программу MEK 6410K, 6510K.	Не менее 5 л в упаковке	4 упак.
209.	Очищающий реагент	Раствор детергента для промывки апертур и камер разведения гематологического анализатора для удаления из них белковых загрязнений. Содержит гипохлорит натрия 1,5 %. Реагент должен иметь штриховой код, нанесенный в виде этикетки на упаковку с реагентом, для ввода информации о данном реагенте с помощью прилагаемого к	Не менее 1 л в упаковке	6 Упак.

		анализатору сканера в программу анализатора. Совместимость с гематологическими анализаторами МЕК 6410К, 6510К			
210.	Лизирующий реагент	Дифференцирующий раствор бесцианидный для импедансного канала, аттестованный для выполнения 3-diff анализа. Содержит: четвертичную соль аммония 37,2 г/л. Реагент должен иметь штриховой код, нанесенный в виде этикетки на упаковку с реагентом, для ввода информации о данном реагенте с помощью прилагаемого к анализатору сканера в программу анализатора. Совместимость с гематологическими анализаторами МЕК 6410К, 6510К.	Не менее 1 л в упаковке	Упак.	4
211.	Гематологический контроль	Для контроля качества проведения общего анализа крови. Количество уровней: три уровня (низкий, нормальный, высокий) концентрации анализов. Совместимость с гематологическими анализаторами МЕК 6410К, 6510К.	Не менее 3 флаконов по 1 мл	набор	5
212.	Экспресс-тест для выявления антител к ВИЧ1, ВИЧ2	Для качественного определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 (ВИЧ-1/ВИЧ-2) методом иммунохроматографического анализа. Состав: тест-кассеты (планшет прямоугольной формы внутри которого на мембрану нанесены рекомбинатные антигены ВИЧ1/ВИЧ2); флакон-капельница с буферным раствором для разведения образца; одноразовые пипетки. Чувствительность- 99,99%. Специфичность- 99,88%.	Не менее 25 тестов в наборе	набор	2
213.	Экспресс-тест для качественного определения антител к вирусу гепатита С	Для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С в клиническом образце методом иммунохроматографического анализа. Состав: тест- кассеты (планшет прямоугольной формы внутри которого на мембрану нанесены и высушены мышиные антитела к HCV (Т линия), и анти- человеческих антител к IgG мыши на контрольной (С) линии, а на подложку для конъюгата нанесены мышиные моноклональные антитела к HCV, связанные частицами коллоидного золота); флакон-капельница с буферным раствором для разведения образца; одноразовые пипетки. Чувствительность- 100%. Специфичность- 100%.	Не менее 25 тестов в наборе	набор	2
214.	Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В	Для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека методом иммунохроматографии. Состав: тест-кассеты (планшет прямоугольной формы, внутри которого на мембрану нанесены и высушены козы антитела к IgG мыши - на контрольной линии и козы антитела к HBsAg - на тестовой линии, а на подложку конъюгата нанесены мышиные моноклональные антитела к HBsAg, связанные с частицами коллоидного золота. Тест-кассета упакована герметично с осушителем в индивидуальную упаковку из фольги); флакон-капельница с буферным раствором для разведения образца; одноразовые пипетки. Чувствительность- 100%. Специфичность- 100%.	Не менее 25 тестов в наборе	набор	2
215.	Экспресс - тест для определения человеческого миоглобина, креатинкиназы МВ и сердечного тропонина I	Для определения человеческого миоглобина, креатинкиназы МВ и сердечного тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека методом иммунохроматографии. Состав набора: тест- кассеты упакованные герметично в индивидуальную упаковку; буферный раствор для разведения образца; одноразовые пипетки. Объем образца: сыворотка и плазма- 50 мкл, цельная кровь- 75 мкл. Аналитическая чувствительность: миоглобин- 50 нг/мл; креатинкиназа МВ (CK-MB) – 5 нг/мл; сердечный тропонин I (сTnI) – 0,5 нг/мл.	Не менее 10 тестов в наборе	набор	2
216.	Набор реагентов для выявления антител к кардиолипину	Для проведения реакции микропреципитации ассоциированных с сифилисом реактивных антител. Форма выпуска: окрашенная суспензия кардиолипинового антигена, готового к применению, с добавлением холин- хлорида. Возможно	Не менее 500 тестов в наборе	набор	15

		качественное и полуколичественное исследование. Наличие готовой суспензии кардиолипинового антигена с холин- хлоридом. Наличие положительного контрольного образца, готового к применению (не требующего дополнительного разведения). Набор укомплектован пластмассовыми пипетками (капельницами) для дозирования кардиолипинового антигена. Определение титра антител путем максимального разведения в пределах: от 1:2 до 1:512.			
217.	Набор реагентов для ферментативного определения мочевины	Для ферментативного определения мочевины в сыворотке крови и моче. Метод определения: колориметрический уреазно-салицилатным методом. Форма выпуска: жидкие реагенты. Наличие калибратора в наборе. Верхняя граница линейности набора- 33,3 ммоль/л. Стабильность реагента после вскрытия флаконов- 30 дней. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 100 мл реагента в наборе	набор	20
218.	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина	Для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови. Метод определения: ферментативный колориметрический метод. Форма выпуска: жидкий монореагент. Наличие калибратора в наборе. Верхняя граница линейности набора- 20 ммоль/л. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	14
219.	Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности	Для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови. Метод определения: прямой метод. Форма выпуска: жидкие реагенты. Наличие калибратора в наборе. Нижний предел чувствительности- 0,03 ммоль/л. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 80 мл реагентов в наборе	набор	6
220.	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы	Для определения концентрации глюкозы в крови и моче. Метод определения: колориметрический глюкозооксидазный. Форма выпуска: жидкий монореагент. Наличие калибратора в наборе. Верхняя граница линейности набора- 28 ммоль/л. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	20
221.	Набор реагентов для определения концентрации общего белка	Для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови. Метод определения: колориметрический бигретовый. Форма выпуска: жидкий монореагент. Наличие калибратора в наборе. Верхняя граница линейности набора- 110 г/л Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 500 мл реагентов в наборе	набор	6
222.	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина	Для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Метод определения: колориметрический метод Йендрашика-Грофа. Форма выпуска: жидкие реагенты. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	10
223.	Набор реагентов для определения концентрации железа	Для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. Метод определения: колориметрический метод без депротеинизации с феррозином. Форма выпуска: жидкие реагенты. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 240 мл реагентов в наборе	набор	6
224.	Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности	Для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови. Метод определения: метод с осаждением. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	4
225.	Набор реагентов для определения общего и конъюгированного билирубина	Для определения общего и конъюгированного билирубина в сыворотке крови. Метод определения: колориметрический метод Йендрашика-Грофа. Форма выпуска: жидкие реагенты. Верхняя граница линейности набора- 342 мкмоль/л. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 400 мл реагентов в наборе	набор	2

226.	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов	Для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови. Метод определения: ферментативный колориметрический метод. Форма выпуска: жидкий монореагент. Нижний предел чувствительности- 0,05 ммоль/л. Верхняя граница линейности набора- 11,4 ммоль/л. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 500 мл реагентов в наборе	набор	5
227.	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы	Для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме. Метод определения: УФ кинетический, IFCC. Форма выпуска: жидкие реагенты. Нижний предел чувствительности- 2 Е/л. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 500 мл реагентов в наборе	набор	12
228.	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы	Для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови. Метод определения: УФ кинетический, IFCC. Форма выпуска: жидкие реагенты. Нижний предел чувствительности- 2 Е/л. Верхняя граница линейности набора- 600 Е/л. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 500 мл реагентов в наборе	набор	12
229.	Набор реагентов для определения активности α-амилазы	Для определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. Метод определения: кинетический методом, субстрат CNP-олигосахарид. Форма выпуска: жидкий монореагент. Нижний предел чувствительности- 2 Е/л. Верхняя граница линейности набора- 2000 Е/л. Объем реагента в составе набора- 200 мл. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	8
230.	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы	Для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови. Метод определения: ферментативный кинетический. Форма выпуска: жидкие реагенты. Верхняя граница линейности набора- 1200 Е/л. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	9
231.	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод). Форма выпуска: жидкие реагенты. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	13
232.	Набор реагентов для определения концентрации магния	Для фотометрического определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови и моче. Метод определения: колориметрический с ксантиловым синим. Форма выпуска: жидкий монореагент. Наличие калибратора в наборе. Верхняя граница линейности набора- 2,05 ммоль/л Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 100 мл реагентов в наборе	набор	15
233.	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче	Для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче. Метод определения: метод с о-крезолфталейнкомплексом. Форма выпуска: жидкие реагенты. Наличие калибратора в наборе. Верхняя граница линейности набора- 4 ммоль/л. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	4
234.	Набор реагентов для определения активности MB-фракции креатинкиназы	Для определения активности MB-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови. Метод определения: кинетический, IFCC с иммуноингибированием. Форма выпуска: жидкие реагенты. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 100 мл реагентов в наборе	набор	2
235.	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты	Для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови. Метод определения: ферментативный колориметрический. Форма выпуска: жидкие реагенты. Нижний предел чувствительности- 20 мкмоль/л. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	15
236.	Набор реагентов для определения концентрации креатинина	Для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетическим методом Яффе с движущейся холодной пробой и компенсацией в сыворотке, плазме крови и моче). Форма выпуска: жидкие реагенты. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 400 мл реагентов в наборе	набор	12

237.	Набор реагентов для определения концентрации альбумина	Для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови. Метод определения: колориметрический с бромкрезоловым зеленым. Форма выпуска: жидкий моnoreагент. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	4
238.	Контрольная сыворотка, уровень 1	Для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований. Уровень аттестованных значений: нормальный. Материал на основе сыворотки крови человека. Наличие аттестации прямых методов определения ЛВП и ЛНП холестерина в паспорте закупаемого контрольного материала. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 10 флаконов по 5 мл в наборе	набор	2
239.	Контрольная сыворотка, уровень 2	Для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований. Уровень аттестованных значений: патологический уровень. Материал на основе сыворотки крови человека. Наличие аттестации прямых методов определения ЛВП и ЛНП холестерина в паспорте закупаемого контрольного материала. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 10 флаконов по 5 мл в наборе	набор	2
240.	Калибратор общей креатинкиназы и МВ-фракции креатинкиназы	Для проведения калибровки методик определения активности общей креатинкиназы (КК) и МВ-фракции креатинкиназы (КК-МВ) ферментативными кинетическими методами. Материал на основе сыворотки крови человека. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 1 флакона по 2 мл	флак.	1
241.	Мультикалибратор	Для калибровки методик определения ферментов. Материал на основе сыворотки крови человека. Количество аттестованных методов в калибраторе- 9. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 1 флакона по 3 мл	флак.	1
242.	Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности	Для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом. Форма выпуска: жидкие реагенты. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 80 мл реагентов в наборе	набор	4
243.	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы	Для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом. Форма выпуска: жидкие реагенты. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 200 мл реагентов в наборе	набор	4
244.	Набор реагентов для определения концентрации конъюгированного билирубина	Для определения концентрации конъюгированного билирубина в сыворотке и плазме крови. Форма выпуска: жидкие реагенты. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000.	Не менее 130 мл реагентов в наборе	набор	4
245.	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка	Для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови латексным иммунотурбидиметрическим методом. Форма выпуска: жидкие реагенты. Наличие калибратора в наборе. Совместимость с биохимическим анализатором HUMALYZER 3000	Не менее 50 мл реагентов в наборе	набор	10
246.	Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса	Для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса. Состав: суспензия монодисперсного полистирольного латекса с иммобилизованным на поверхности его частиц иммуноглобулином (IgG) к СРБ человека; физиологический раствор; контрольный положительный образец; контрольный отрицательный образец.	Не менее 250 тестов в наборе	набор	10
247.	Набор реагентов для определения антистрептолизина-О в реакции агглютинации латекса	Для качественного выявления и полуколичественного определения антистрептолизина-О (АСО) в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации латекса. Состав: суспензия частиц полистирольного латекса с нанесенным на них стрептолизин-О; физиологический раствор; контрольный положительный образец; контрольный	Не менее 250 тестов в наборе	набор	5

		отрицательный образец.				
248.	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в реакции агглютинации латекса	Для качественного выявления и полуколичественного определения ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови человека с помощью реакции агглютинации латекса. Состав: суспензия частиц полистирольного латекса с нанесенными на них иммуноглобулинами человека класса G; физиологический раствор; контрольный положительный образец; контрольный отрицательный образец.	Не менее 250 тестов в наборе	набор	5	
249.	Микроальбумин тест	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения микроконцентраций альбумина в моче. Метод основан на конкуренции альбумина в исследуемой пробе с альбумином, входящем в состав конъюгата, за ограниченное количество мест на тестовой мембране. Состав набора: тестовые устройства, 20 штук; одноразовые пипетки, 20 штук.	Не менее 20 тестов в наборе	набор	5	
250.	Набор реагентов для иммунохроматографического качественного выявления антител к Helicobacter pylori	Для одноэтапного быстрого качественного выявления антител к Helicobacter pylori (HP) в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека методом иммунохроматографического анализа. Состав: планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминированной с осушителем; пипетка для внесения образца. Относительная чувствительность – 93-96%. Относительная специфичность – 89-93%. Точность определения – 95%. Время проведения анализа-15 минут.	Не менее 1 теста в наборе	набор	15	
251.	Набор реагентов для полуколичественного определения простатспецифического антигена	Для одноэтапного быстрого полуколичественного определения содержания простатспецифического антигена (ПСА) в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека методом иммунохроматографического анализа. Состав: планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминированной с осушителем; пипетка пластиковая для внесения образца; скарификатор одноразовый стерильный; реагент для разведения образца. Минимально определяемая концентрация ПСА составляет- 3 нг/мл. Образец- цельная кровь (венозная, капиллярная), негемолизируемая сыворотка, плазма крови.	Не менее 1 теста в наборе	набор	7	
252.	Реагенты для определения аллерген специфического IgE	Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения общего IgE в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Состав набора: 20 тестовых модулей-кассет, готовых к применению. Каждая кассета упакована в индивидуальный фольгированный пакет с влагопоглотителем. Раствор анти-IgE- 2 мл. Цветная индикаторная карта для оценки результатов реакции.	Не менее 20 тестов в наборе	набор	5	
253.	Тиреотропный гормон взрослый, экспресс-тест	Для экспресс-определения тиреотропного гормона в сыворотке, плазме или цельной крови у взрослых. Метод основан на комбинации моноклонального окрашивающего конъюгата и поликлональных адсорбированных на твердой фазе антител к тиреотропному гормону. Состав набора: тестовые устройства, 20 штук; одноразовые пипетки, 20 штук; буфер для разведения (во флаконе-капельнице), 1 флакон по 5 мл. Тест выявляет наличие тиреотропного гормона в сыворотке, плазме или цельной крови в концентрации от 5 мкМЕ/мл (при выдержке 10 минут) и выше.	Не менее 20 тестов	набор	3	
254.	Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме человека	Для количественного определения тиреотропного гормона человека в сыворотке и плазме крови человека методом фермент- связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 60 стрипов TSH3; 60 наконечников TSH3; контроли TSH3; контроль C1: 1 флакон по 2 мл, (лиофилизированный); контроль C2: 1 флакон по 2 мл (лиофилизированный); калибраторы TSH3; калибратор S1: 1 флакон по 3 мл	Не менее 60 тестов в наборе	набор	9	

		(лиофилизированный); калибратор S2: 1 флакон по 3 мл (лиофилизированный); раствор для разведения TSH3 1 флакон по 2 мл (жидкий); 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.			
255.	Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина	Для количественного определения свободного тироксина (FT4) в сыворотке и плазме крови человека методом фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 60 стрипов FT4N; 60 наконечников FT4N; контроль FT4N: 1 флакон по 2 мл (жидкий); калибровочный раствор FT4N: 1 флакон по 2 мл (жидкий); 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.	Не менее 60 тестов в наборе	набор	4
256.	Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к тиреопероксидазе (anti-TPO) в сыворотке или плазме человека	Набор предназначен для количественного определения аутоантител класса иммуноглобулинов G (IgG) к тиреоидной пероксидазе (анти-TPO) в сыворотке или плазме крови человека методом фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 30 стрипов АТРО; 30 наконечников АТРО; положительный контроль АТРО 1 флакон по 2,5 мл; калибровочный раствор 1 флакон по 2,5 мл; 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.	Не менее 30 тестов в наборе	набор	3
257.	Набор реагентов для количественного определения общего простатоспецифического антигена в сыворотке и плазме крови человека	Для количественного определения простатоспецифического антигена (ПСА) в сыворотке и плазме крови человека методом фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 60 стрипов TPSA; 60 наконечников TPSA; контроль TPSA: 1 флакон по 2 мл (лиофилизированный); стандартный раствор TPSA: 2 флакона по 2 мл (лиофилизированный); растворитель для образца TPSA: 1 флакон по 8 мл (жидкий); 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.	Не менее 60 тестов в наборе	набор	5
258.	Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина в сыворотке, плазме крови и амниотической жидкости человека	Для количественного определения альфа-фетопротеина человека в сыворотке, плазме или амниотической жидкости методом фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 60 стрипов AFP; 60 наконечников AFP; контрольный раствор AFP 1 флакон по 2 мл (лиофилизированный); калибровочный раствор AFP 1 флакон по 2 мл (жидкий); раствор для разведения образца AFP: 1 флакон по 50 мл (жидкий); 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.	Не менее 60 тестов в наборе	набор	1
259.	Набор реагентов для количественного определения онкомаркера СА 19-9 в сыворотке и плазме крови человека	Для количественного определения реактивной антигенной детерминанты 1116-NS- 19-9 в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат или ЭДТА) методом фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 30 стрипов СА 19-9; 30 наконечников СА 19-9; контрольный раствор СА 19-9: 1 флакон по 2 мл (жидкий); калибровочный раствор СА 19-9: 1 флакон по 2,5 мл (жидкий); раствор СА 19-9 для разведения образца: 1 флакон по 5 мл (жидкий); 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.	Не менее 30 тестов в наборе	набор	3
260.	Набор реагентов для количественного определения онкомаркера СА 125 в сыворотке и плазме крови человека	Для количественного определения антигенной детерминанты ОС 125 в сыворотке или плазме крови человека методом иммунного фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 30 стрипов СА 125 II; 30 наконечников СА 125 II; контрольный раствор СА 125 II 1 флакон по 2 мл (лиофилизированный); калибровочный раствор СА 125 II: 1 флакон по 3 мл (лиофилизированный); раствор для разведения образца СА 125 II: 1 флакон по 5 мл (жидкий); 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.	Не менее 30 тестов в наборе	набор	4
261.	Набор реагентов для количественного определения онкомаркера СА 15-3 в сыворотке и плазме крови человека	Для количественного определения уровня СА 15-3 в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат или ЭДТА) с использованием метода фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 30 стрипов СА 15-3; 30 наконечников СА 15-3; раствор для постановки контроля СА 15-3: 1 флакон по 1 мл (жидкий); калибровочный раствор СА 15-3: 1 флакон по 1,5 мл (жидкий); раствор для разведения	Не менее 30 тестов в наборе	набор	4

		образца СА 15-3: 1 флакон по 5 мл (жидкий); 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS			
262.	Набор для иммуноферментного определения карциноэмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке или плазме крови человека	Для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке или плазме крови человека методом фермент-связанного флуоресцентного анализа на приборе. Состав набора: 60 стрипов CEAS; 60 наконечников CEAS; контрольный раствор CEAS; 1 флакон по 2 мл (лиофилизированный); калибровочный раствор CEAS; 3 флакона по 2 мл (лиофилизированный); раствор CEAS для разведения образца: 1 флакон по 20 мл (жидкий); 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.	Не менее 60 тестов в наборе	набор	2
263.	Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека	Для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: 60 стрипов FER; 60 наконечников FER; контроль FER 1 флакон по 2 мл (жидкий); калибратор 1 флакон по 2 мл (жидкий); буфер для разведения FER 1 флакон по 25 мл (жидкий), 1 калибровочная карта. Совместимость с анализатором иммунологическим mini VIDAS.	Не менее 60 тестов в наборе	набор	2
264.	Контроль качества пипеток и оптической системы автоматических анализаторов серии VIDAS и mini VIDAS	Для тестирования пипетирующих механизмов и оптической системы автоматических анализаторов VIDAS и mini VIDAS. Состав набора: 60 стрипов; 60 наконечников.	Не менее 60 тестов в наборе	набор	2
265.	Раствор бриллиантового крезильного синего для окраски ретикулоцитов в крови	Для окраски ретикулоцитов. Состав: бриллиантовый крезильовый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 %.	Не менее 50 мл	флак.	2
266.	Набор реагентов для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по методу Като	Для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по методу Като. Состав: реактив Като-50 мл; целлофановые покровные пластинки размер- 500 штук; пробка из силиконовой резины.	Не менее 500 определений в наборе	набор	1
267.	Набор реагентов для окраски по Граму (с сафранином)	Состав: бумага, красящая генцианвиолетом; раствор Люголя; раствор сафранина.	Не менее 100 определений	набор	1
268.	Дилуент	Буферный раствор. используется для предварительного разведения образцов крови в автоматических гематологических анализаторах перед непосредственным подсчетом форменных элементов. Состав: неорганический буферный раствор, хлорид натрия, сульфат натрия, комплексобразователи и регуляторы кислотности. Совместимость с гематологическим анализатором SMART 5.	Не менее 20 л	упак.	12
269.	Детергент	Для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов (трубки прибора, апертура счётных камер). Превращает жир в эмульсию, распределяет затвердевшую грязь и преобразовывает бслук в растворимую в воде аминокислоту для поддержания чистоты измерительной системы. Состав: неорганический буферный раствор, хлорид натрия, сульфат натрия, комплексобразователи и поверхностно-активные вещества. Совместимость с гематологическим анализатором SMART 5.	Не менее 20 л	упак.	6
270.	Лизирующий реагент	Для лизиса эритроцитов при сохранении целостности лейкоцитов и для превращения всех форм гемоглобина в единый модифицированный гемоглобиновый комплекс для его количественного определения при выполнении исследований с помощью гематологических анализаторов. Состав: неорганический буферный раствор, хлорид натрия, сульфат натрия, комплексобразователи и регуляторы кислотности. Совместимость с гематологическим анализатором SMART 5.	Не менее 1 л	флак	10
271.	Обжимающий реагент	Для формирования равномерного потока и устранения агрегации. Осмотическая концентрация и ионизация поддерживают интегральность и объем WB. Состав:	Не менее 20 л	упак.	6

		тригидроксиметиламинометан, гидрохлоридная кислота, тритон. Совместимость с гематологическим анализатором SMART 5.			
272.	Очищающий раствор	Для глубокой очистки иглы отбора проб и гидравлической системы гематологического анализатора (трубки прибора, апертура счётных камер). Состав: гипохлорит натрия, гидроксид натрия, деионизированная вода. Совместимость с гематологическим анализатором SMART 5.	Не менее 100 мл	флак	8
273.	Материал контрольный	Для контроля точности и воспроизводимости результатов измерений (дифференциации) лейкоцитов на 5 субпопуляций. Три уровня концентрации. Совместимость с гематологическим анализатором SMART 5.	Не менее 3 флаконов по 4 мл	набор	8