



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»**

628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73
тел/факс.: 8(3467)362-555
e-mail: info@cpphmao.ru, <http://cpphmao.ru>

ОКТМО 71871000, ОКПО 98768388, ИНН 8601030734,
КПП 860101001, БИК 007162163, ОГРН 1078601000048
Казначейский счет 03224643718000008700
Единый казначейский счет 40102810245370000007

исх № 4092

«11» июля 2024 г.

Руководителю организации

Уважаемый Руководитель!

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр профессиональной патологии» выражает Вам свое почтение и просит предоставить ценовую информацию на медицинское оборудование согласно техническому заданию. (Приложение № 1).

Главный врач

Н.В. Ташланов

Исполнитель:
Шишелякина О.М.
Тел.362-555 доб.546

ЗАЯВКА ПОТРЕБНОСТИ товаров, работ, услуг на 2024 год

АУ «Югорский центр профессиональной патологии»

Общие требования:

Качественные: в соответствии с требованием к закупаемому товару.

Технические: соответствие закупаемого товара к приборам находящимся у заказчика на балансе.

Функциональные: полное соответствие требованиям к закупаемому товару.

Товар доставляется в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и при необходимости последующем хранении. С соблюдением температурного режима.

Требования к размерам, упаковке: в соответствии с указанными фасовками, гарантийный срок не менее 12 месяцев

Требования к разрешительной документации: наличие сертификатов качества, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, свидетельства о поверки и т.д.

Поставка осуществляется за счет Поставщика, силами Поставщика.

Место поставки: г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт 4 АУ «Югорский центр профессиональной патологии».

Срок поставки: не ранее 20.12.2024г.

№ п/п	Наименование товара	технические характеристики	количество
1	Кресло Барани	Базовая конфигурация Предназначено для диагностики и исследования функционального состояния вестибулярного аппарата Вращение кресла вокруг своей оси на 360° в любом направлении осуществляется с помощью толкателя с вращающейся ручкой Сиденье выполнено из ламинированной ДСП Ограждение представляет собой металлическую цепь, которая закреплена на каркасе кресла Подножка выполнена из HPL-пластика Четырехлучевое основание кресла установлено на регулируемые опоры	1

2	Электрокардиограф	Исполнение: портативный Каналы: 3/6 Отведения: по Кабрера, по Небу, регистрация отведений Дисплей: сенсорный цветной TFT 5,7" Интерпретация: нет Печать: встроенный принтер Работа от встроенной батареи: 3 ч	3
3	Светильник бестеновой операционный передвижной	Инфракрасный светофильтр луча может отводить до 99% тепла, что позволяет снижать нагрев до минимума. Максимальный бестеновой эффект достигается даже при частичном затенении световых лучей. Купол: 500 мм, 120 кЛк Тип лампы: светодиодная. Диаметр светового пятна 120-350 мм Глубина освещенности 800 мм Цветовая температура 4500 К	1
4	Холодильник для медицинских отходов	Предназначен для временного хранения отходов класса Б в лечебно-профилактических учреждениях. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа и заправлен хладагентом фреон R 134a. Объем: 1245 л Температура: от -1 до +5 °C Дверь: 2 металлические с замком Цвет: желтый Класс отходов: Б Бактерицидная лампа 8 Вт	1

5	Определитель состояния пульпы (электроодонтотестер)	Предназначен для тестирования электровозбудимости пульпы (электроодонтотестирования) нормированным импульсным током, точно контролируемым по величине во всём диапазоне от 1 до 99 мкА и отображаемым шагом возрастания 1 мкА. Максимальный импульсный ток воздействия 99 мкА Длительность нарастания тока от 0 до 10 мкА 5...55 сек Длительность нарастания тока от 11 до 99 мкА 20...130 сек Количество скоростей нарастания тока (коды C1, ..., C5) 5 Электропитание (HR03) Аккумуляторы NiMh типоразмер AAA 1,2 В не менее 750 мАч - 2 шт. Электропитание (сетевой адаптер) =5 В 1 А Масса, не более (электронный блок) 0,2 кг	1
6	Апекслокатор	Представляет собой электронное устройство для локализации верхушки корня зуба во время лечения корневого канала. Звуковая индикация- наличие. Тип дисплея: цветной светодиодный Вес: 55 г. Комплектация: Блок управления Загубники Измерительный провод с зажимом Сетевой адаптер.	1
7	Трансиллюминатор (диафаноскоп) Finoff	Используется для общей трансиллюминации ткани и для склерального трансиллюминирования. Съемный кобальтовый синий фильтр. Подходит для флюоресцентных исследований. Насадка трансиллюминаторная Finoff LED. Рукоятка перезаряжаемая BETA 4 USB.	1

8	Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями,	Основной блок 21.5 " LED монитор высокого разрешения Командный сенсорный экран 13.3 дюйма, с технологией распознавания жестов и регулируемым углом наклона Панель управления с электрическим приводом с регулировкой по высоте и повороту Специализированный держатель для внутриспирального датчика Гибридный жесткий диск (128GB SSD & 1TB HDD), DVDR/W, USB-порты Центральная блокировка перемещения и поворота Бесштырьковые коннекторы датчиков (4 активных & 1 парковочный) Встроенный подогреватель геля с регулировкой температуры Встроенный адаптер подключения к беспроводной сети DVR (цифровой видеорекодер) Блок электронного перемещения панели управления по глубине (вперед/назад) Платформа ZST+ SSC (Sound Speed Compensation) - технология автоматической оптимизации скорости ультразвуковых волн, Focus Free - Распределенная фокусная зона по всей глубине сканирования, фокусировка в каждой точке изображения) HD Scope™ - технология увеличения пространственного разрешения в зоне интереса Echo Boost™ - Режим улучшенной визуализации структур сердца HR-flow™ - Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для улучшения визуализации сосудов с низкими скоростями кровотока. iBeam™ - Режим многолучевого компаундинга iClear™ - Адаптивный режим шумоподавления 3D iClear - Режим подавления зернистости в режиме трехмерной реконструкции Depth VR - Рендеринг глубины объемного изображения MagiClean for volume image - Улучшение визуализации границ объемного изображения Smart Doppler - Интеллектуальная оптимизация в доплеровских режимах	1
9	Регистратор носимый	Холтер-монитор предназначен для традиционного холтеровского мониторинга ЭКГ. Состав: Регистратор носимый-1 шт. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный -2 шт. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродн-1шт. Элемент питания тип 1-2шт. Комплект одноразовых ЭКГ-электродов	2

10	Регистратор носимый	Суточный монитор артериального давления . Состав: Регистратор носимый -1шт. Комплект одноразовых ЭКГ-электродов Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела трехэлектродный-2шт. Элемент питания тип 2-2шт. Манжета большая взрослая, окружность руки 34-51 см-1шт. Манжета взрослая, окружность руки 25-40 см-1шт. Манжета детская, окружность руки 18-26 см-1шт. Салфетка одноразовая для манжеты большая (упаковка 50 шт.) Салфетка одноразовая для манжеты средняя (упаковка 50 шт.) Салфетка одноразовая для манжеты малая (упаковка 50 шт.) Датчик тонов Короткова В-1шт.	1
11	Светильник смотровой передвижной	Применение - освещение операционного поля при диагностических исследованиях. Уровень освещенности - 30 кЛк Цветовая температура - 4500±100 К Регулировка освещенности от 20 до 100%. Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется. Срок службы источников света не менее 60 000 часов.	2
12	Глюкометр	Предназначен для количественного определения уровня глюкозы в капле крови. Жидкокристаллический дисплей имеет подсветку. Время измерения: 5 секунд. Объем капли крови: 2 мкл Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты. Средние значения: за 7, 14, 30 и 90 дней Автоматическое включение при введении тест-полоски Диапазон измерения составляет 0,6 - 33,3 ммоль/л Температура эксплуатации находится в диапазоне (-25) - (+70)°C	2

13	Система ультразвуковой визуализации универсальная	базовая конфигурация основной блок Платформа ZST+ 15.6 -дюймовый широкоформатный LED-монитор Режимы: В/М/CV/Color М/Энергетический доплер/Направленный энергетический доплер Технология улучшения пространственного разрешения в зоне интереса Импульсно-волновой доплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) (Гармоника с фазовой инверсией) (режим многолучевого компаундинга) iClear™ (адаптивный режим шумоподавления) iTouch™ (автоматическая оптимизация изображения) iZoom™ (Полноэкранный режим ультразвукового изображения) Auto IMT автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа Echo Boost™ (Режим улучшенной визуализации для кардиологии) HR Flow (Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением) 256 ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™ Выходы HDMI and USB 3.0 Блок питания и литий-ионная батарея EU Сетевой кабель Блок постоянно-волнового доплера Анатомический М-режим Тканевой доплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой доплер, энергетический тканевой доплер и тканевой М-режим Программное обеспечение для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка Программное обеспечение для автоматического расчета толщины комплекса	1
14	Пульсоксиметр на палец	Дисплей: белый LED Измерение SpO₂: 70–100% Измерение пульса: 25–250 уд/мин Отображение на дисплее: 1 режим Назначение: для детей и взрослых Питание: от батареек В комплекте: батарейки Поверка: есть	4

15	Морозильник фармацевтический	Полезный объём:31 л Высота:51 см Ширина:47 см Глубина:45 см Уровень шума:36 Количество дверей:1 шт. Размораживание морозильной камеры:ручное	1
----	------------------------------	--	---